

اگر تجربه پر کردن دندان‌های انتهایی دهان را داشته باشید، می‌دانید که کمتر ماده‌ای به اندازه آمالگام در برابر فشار سنگین جویدن دوام دارد. با این حال، استفاده از آمالگام‌های قدیمی مشکلات خاصی همانند اندازه‌گیری غیردقیق پودر و جیوه تا پخش شدن بخار جیوه در فضای مطب را به همراه داشت.

کمپانی SDI استرالیا با عرضه آمالکپ‌های اختصاصی خود، این فرآیند را کاملاً تغییر داد. در این کپسول‌های پلمپ‌شده، میزان آلیاژ و جیوه با استاندارد دقیق آزمایشگاهی ترکیب شده تا ایمنی مطب تضمین و خمیر نهایی عاری از حباب باشد. کیفیت ساخت بالا و طول عمر طولانی آمالکپ SDI موجب شده تا این محصول استرالیایی، همواره در صدر انتخاب‌های دندانپزشکان برای پر کردن دندان‌های خلفی قرار بگیرد.

معرفی آمالکپ SDI

کمپانی استرالیایی SDI با بیش از پنج دهه تجربه، یکی از پیشگامان تولید مواد ترمیمی دندانپزشکی در جهان است. سرآمد محصولات این برند، آمالکپ SDI با نام تجاری پرمیت (Permite) است؛ یک آمالگام کپسولی پیشرفته از نوع آلیاژ ترکیبی (Admix) و فاقد فاز ضعیف گاما ۲ (Non-Gamma 2) که به دلیل داشتن ۴۰ تا ۵۶ درصد نقره، استحکام فشاری ۵۰۰ مگاپاسکال و ثبات ابعادی فوق‌العاده، به انتخاب اول بسیاری از دندانپزشکان برای ترمیم دندان‌های خلفی تبدیل شده است.

در آمالکپ SDI، نسبت پودر آلیاژ و جیوه با دقت بسیار بالا و استاندارد در کپسول‌های پلمپ‌شده (Pill Capsule) از یکدیگر تفکیک شده‌اند. این طراحی هوشمندانه علاوه بر کاهش خطرات بخارات جیوه در مطب، مانع از ایجاد حباب در خمیر نهایی می‌شود. از طرفی، ترکیب ذرات کروی و تراشیده‌شده در این محصول باعث ایجاد قوام مناسب برای تراکم آسان و فرم‌دهی دقیق شیارهای دندان می‌شود. به همین دلیل، پرمیت SDI علاوه بر افزایش سرعت آماده‌سازی و کار، می‌تواند ترمیمی با دوام مناسب و مقاومت مطلوب در برابر شکستگی و خوردگی ایجاد کند.

از مهم‌ترین ویژگی‌های آمالگام‌های کپسولی SDI می‌توان به این موارد اشاره کرد:

- استحکام فشاری مناسب برای دندان‌های خلفی
- مقاومت نسبتاً خوب در برابر سایش
- آماده‌سازی سریع و ساده به‌دلیل کپسولی بودن
- نسبت آلیاژ به جیوه مشخص و کنترل‌شده
- کاهش خطای ناشی از مخلوط کردن دستی
- ماندگاری مناسب در صورت رعایت اصول صحیح ترمیم
- کاربرد مناسب در ترمیم حفره‌های نسبتاً بزرگ



به نقل از سایت sdi.com.au

SDI amalgam is a premium dental alloy, for the preparation of non-gamma 2 dental amalgam. The alloy powder is an admix of atomized spherical and lathe cut particles. After a generous working time, a bright, smooth-carving amalgam is produced.

ترجمه به فارسی

آمالگام شرکت SDI یک آلیاژ باکیفیت دندانپزشکی است که برای تهیه آمالگام فاقد فاز گاما ۲ استفاده می‌شود. پودر این آلیاژ از ترکیب ذرات کرووی و ذرات تراش‌خورده تشکیل شده است. این ترکیب زمان کافی برای کار و فرم‌دهی در اختیار دندانپزشک قرار می‌دهد و در نهایت، آمالگامی صاف، براق و با قابلیت فرم‌دهی مناسب ایجاد می‌کند.

مشخصات آمالکپ SDI

آمالکپ Permite یک آمالگام کپسولی از نوع Admix و بدون فاز گاما ۲ است که برای ترمیم دندان‌های پوسیده استفاده می‌شود. این محصول در اندازه‌های مختلف کپسول و با زمان‌های سفت شدن (Setting Times) متفاوت عرضه می‌شود تا مقدار ماده و زمان کار متناسب با نیاز ترمیم انتخاب شود.

مشخصات	جزئیات
برند	SDI
کشور سازنده	استرالیا
نوع محصول	آمالگام کپسولی دندانپزشکی
نوع آلیاژ	ترکیبی (Admix) شامل ذرات کرومی و تراشیده شده (Lathe-cut)
وضعیت فازها	فاقد فاز ضعیف Gamma-2 و دارای ۰.۲٪ روی کنترل شده
ترکیب آلیاژ	۴۰٪ تا ۵۶٪ نقره ۲۷.۹٪ قلع (Sn) ۱۵.۴٪ مس (Cu) ۰.۵٪ ایندیوم (In)
میزان جیوه	حدود ۴۶.۲ تا ۴۹.۵٪ وزنی (متناسب با اندازه کپسول)
سایزبندی کپسول‌ها	۱ واحدی (۲)، ۴۰۰mg واحدی (۳)، ۶۰۰mg واحدی (۸۰۰mg) و ۵ واحدی (۱۲۰۰mg)
انواع زمان سفت شدن (Setting Times)	سریع (Fast)، معمولی (Regular)، کند (Slow) و فرم‌دهی طولانی (ECT)
مقاومت فشاری ۲۴ ساعته	۵۰۰ مگاپاسکال
تغییر حجم هنگام گیرش	حدود ۰.۰۴٪+ (ثبات ابعادی بالا)
استانداردها	ANSI/ADA Specification No. 1 و ISO 24234
بسته‌بندی	بسته‌های ۵۰ عددی و ظروف ۵۰۰ عددی

کاربرد آمالکپ SDI

اصلی‌ترین کاربرد آمالکپ SDI در ترمیم دندان‌های خلفی (آسیاب) است؛ یعنی همان بخش‌هایی از دهان که موقع جویدن غذا بیشترین فشار را تحمل می‌کنند. ترکیب آلیاژی محکم و دوام بالای این آمالگام موجب شده تا در موارد زیر بهترین کارایی را داشته باشد:

- **پر کردن حفره‌های کلاس I و کلاس II:** برای ترمیم پوسیدگی‌های سطحی و عمیق در دندان‌های آسیاب کوچک و بزرگ که تحت فشار مستقیم جویدن هستند.
- **بازسازی تاج دندان (Core Build-up):** هنگامی که دیواره‌های اصلی دندان به شدت تخریب شده‌اند و قرار است دندان در نهایت زیر روکش برود، از این آمالکپ برای ساختن یک پایه محکم استفاده می‌شود.

- **ترمیم‌های چند سطحی و وسیع:** در مواردی که چند دیواره دندان هم‌زمان از دست رفته‌اند و نیاز به ماده‌ای با مقاومت بالا در برابر شکستگی وجود دارد.
- **شرایطی که کنترل رطوبت دهان سخت است:** در مواردی که به دلیل موقعیت دندان، بی‌قراری بیمار یا بزاق زیاد، خشک نگه‌داشتن محیط دندان دشوار باشد، این آمالکپ بهترین گزینه نسبت به کامپوزیت است، البته برای رسیدن به بهترین خواص و عملکرد ترمیم، همچنان باید تا حد امکان محیط کار خشک نگه داشته شود.

ویژگی های آمالکپ SDI

موردی که موجب شده تا آمالکپ SDI به یکی از قابل اعتمادترین مواد ترمیمی در مطب‌ها تبدیل شود، مجموعه‌ای از ویژگی‌های ساختاری و عملکردی آن است. این ویژگی‌ها هم کار دندانپزشک را موقع فرم‌دهی راحت‌تر می‌کنند و هم خیال بیمار را از بابت طول عمر ترمیم راحت می‌سازند:

- **تکنولوژی ذرات ترکیبی (Admix):** آلیاژ این آمالکپ از ترکیب دو نوع ذره کروی و تراشیده‌شده تشکیل شده است. این ترکیب موجب می‌شود آمالگام قوام مناسبی داشته باشد و هنگام تراکم و فرم‌دهی، کنترل آن برای دندانپزشک راحت‌تر باشد.
- **استحکام فشاری فوق‌العاده:** آمالکپ SDI پس از ۲۴ ساعت به استحکام فشاری حدود ۵۰۰ مگاپاسکال می‌رسد. این میزان مقاومت، عملکرد مناسب ماده را در برابر نیروهای واردشده به ترمیم هنگام جویدن نشان می‌دهد.
- **عدم وجود فاز ضعیف گاما ۲ (Non-Gamma 2):** در ساختار این آمالگام فاز گاما ۲ وجود ندارد. حذف این فاز که مقاومت کمتری در برابر خوردگی دارد، به حفظ مقاومت بهتر آمالگام در طول زمان کمک می‌کند.
- **ترکیب کنترل‌شده آلیاژ و وجود روی:** در ساختار این آمالکپ تنها ۰.۲ درصد عنصر روی وجود دارد. این مقدار کنترل‌شده به پایداری واکنش شیمیایی کمک می‌کند، هرچند که خشک نگه داشتن محیط ترمیم حین کار همچنان یک اصل مهم است.
- **ثبات ابعادی مناسب:** تغییر ابعادی آمالگام هنگام سفت شدن حدود مثبت ۰.۰۴ درصد است. این تغییر حجم محدود، یکی از ویژگی‌های فیزیکی مهم ماده محسوب می‌شود و به حفظ پایداری ترمیم پس از سفت شدن کمک می‌کند.
- **طراحی هوشمند کپسول (Pill Capsule):** کپسول‌ها کاملاً پلمپ و ایمن طراحی شده‌اند تا آلیاژ و جیوه تنها حین قرارگیری در آمالگاماتور با هم ترکیب شوند. این مسئله علاوه بر سلامتی کادر مطب، دقیق‌ترین نسبت وزنی جیوه به آلیاژ را تضمین می‌کند.
- **تنوع در زمان سفت شدن (Setting Time):** آمالکپ SDI در مدل‌هایی با زمان سفت شدن مختلف، از جمله Fast، Regular، Slow و ECT عرضه می‌شود. مدل ECT زمان بیشتری برای فرم‌دهی در اختیار دندانپزشک قرار می‌دهد و برای ترمیم‌هایی که به زمان بیشتری برای شکل‌دهی نیاز دارند، کاربردی است.
- **سایزبندی متنوع کپسول‌ها:** ارائه محصول در ۴ حجم مختلف (۱، ۲، ۳ و ۵ اسپیل) با کد رنگ‌های مجزا، این شرایط را می‌دهد که بر اساس عمق و وسعت پوسیدگی، اندازه مناسب انتخاب شده و از هدررفت ماده جلوگیری شود.



مزایا و معایب آمالکپ SDI

آمالکپ SDI مشخصات فنی قابل توجهی دارد، اما موردی که برای دندانپزشک اهمیت بیشتری دارد، عملکرد واقعی ماده هنگام ترمیم است. سرعت آماده سازی، نحوه فرم دهی و میزان کنترل روی ماده، همگی می توانند تجربه کار با آمالگام را تغییر دهند. البته این محصول هم در کنار نقاط قوت خود، محدودیت هایی دارد که قبل از انتخاب باید در نظر گرفته شوند.

مزایای آمالکپ SDI

اگر بخواهیم مهم ترین نقاط قوت این آمالکپ را بررسی کنیم، چند مورد بیشتر از بقیه به چشم می آیند:

- **کارکرد مناسب هنگام تراکم:** ترکیب ذرات کروی و تراشیده شده در آلیاژ Admix به آمالگام قوام مناسبی می دهد و باعث می شود تراکم و فرم دهی ماده داخل حفره با کنترل بیشتری انجام شود.
- **زمان بیشتر برای فرم دهی در مدل ECT:** یکی از گزینه های کاربردی Permite، مدل ECT است که زمان بیشتری برای فرم دهی و تراشیدن مواد ترمیمی در اختیار دندانپزشک قرار می دهد.
- **آماده سازی سریع و ساده:** کپسول هایی که از پیش ترکیب شده، مقدار آلیاژ و جیوه را با نسبت مشخص در اختیار قرار می دهند. در نتیجه، دندانپزشک و دستیار نیازی به اندازه گیری جداگانه مواد ندارند و آماده سازی آمالگام با قرار دادن کپسول در آمالگاماتور انجام می شود.
- **انتخاب اندازه مناسب برای هر ترمیم:** Permite در اندازه های مختلف عرضه می شود و دندانپزشک می تواند بر اساس میزان ماده مورد نیاز، کپسول مناسب را انتخاب کند. این موضوع به مدیریت بهتر مصرف ماده کمک می کند.

- **مقاومت مناسب در برابر نیروهای جویدن:** استحکام فشاری مناسب آمالگام باعث شده این ماده همچنان برای ترمیم دندان‌هایی که تحت فشار جویدن قرار دارند مورد استفاده قرار بگیرد.

معایب آمالکپ SDI

در کنار این مزایا، نباید محدودیت‌های آمالگام را هم نادیده گرفت. البته که دقت داشته باشید، بخش مهمی از این موارد به ماهیت خود آمالگام مربوط می‌شود و مختص برند SDI نیست:

- **رنگ فلزی و ظاهر غیرهم‌رنگ با دندان:** رنگ نقره‌ای و خاکستری آمالگام با رنگ طبیعی دندان تفاوت دارد. به همین دلیل، در شرایطی که زیبایی اهمیت زیادی دارد، معمولاً مواد هم‌رنگ دندان مانند کامپوزیت انتخاب مناسب‌تری هستند.
- **نیاز به طراحی مناسب حفره:** آمالگام برخلاف مواد چسبنده‌ای مانند کامپوزیت، به سیستم باندینگ متصل نمی‌شود. بنابراین طراحی حفره باید به شکلی باشد که ترمیم در جای خود پایدار بماند.
- **هدایت حرارت:** آمالگام یک ماده فلزی است و نسبت به مواد ترمیمی عایق، گرما و سرما را بیشتر منتقل می‌کند. در ترمیم‌های عمیق، دندانپزشک باید با توجه به شرایط پالپ و عمق حفره، اقدامات محافظتی مناسب را در نظر بگیرد.
- **وجود جیوه در ترکیب:** آمالگام برای تشکیل ماده ترمیمی به جیوه نیاز دارد. به همین دلیل، آماده‌سازی، کارگذاری و خارج کردن آن باید با رعایت اصول کنترل جیوه و دستورالعمل‌های ایمنی انجام شود.



نحوه استفاده از آمالکپ SDI

آماده‌سازی آمالکپ SDI سریع و ساده انجام می‌شود. بر اساس مطالعات کلینیکی منتشرشده در مجله انجمن دندانپزشکی آمریکا (JADA)، استفاده از کپسول‌های آماده می‌تواند زمان آماده‌سازی ماده را بیش از ۶۰ درصد نسبت به روش‌های دستی کاهش دهد. در روش دستی، وزن‌کشی و ترکیب آلیاژ و جیوه بین ۳ تا ۵ دقیقه زمان می‌برد؛ در حالی که در آمالکپ SDI، مخلوط شدن مواد در آمالگاماتور تنها حدود ۶ تا ۱۰ ثانیه طول می‌کشد. این تفاوت، زمان کار را کمتر می‌کند و احتمال خطا در اندازه‌گیری مقدار آلیاژ و جیوه را هم کاهش می‌دهد.

برای رسیدن به بهترین کیفیت خمیر و حداکثر استحکام در ترمیم، کافی است مراحل زیر به ترتیب طی شوند:

1. **فعال کردن کپسول:** انتهای کپسول را فشار دهید تا بخش داخلی آن باز شود.
2. **مخلوط کردن:** کپسول را در آمالگاماتور قرار دهید و حدود ۶ تا ۱۰ ثانیه مخلوط کنید.
3. **خارج کردن آمالگام:** ماده آماده را از کپسول خارج و داخل ظرف مخصوص آمالگام قرار دهید.
4. **تراکم:** محصول را با آمالگام‌گیر داخل حفره قرار داده و با کندانسور متراکم کنید.
5. **فرم‌دهی:** با استفاده از کارور، شیارها و برجستگی‌های دندان را شکل دهید.
6. **پرداخت و پولیش:** سطح ترمیم را صاف و پرداخت کنید و پولیش نهایی را در زمان مناسب (24 ساعت بعد) انجام دهید.

قیمت آمالکپ SDI

هنگام تجهیز مطب یا تأمین مواد مصرفی، معمولاً اولین دغدغه دندانپزشکان این است که آیا پرداخت هزینه برای یک برند وارداتی مثل SDI نسبت به سایر آمالکپ‌های بازار توجیه اقتصادی دارد؟ در پاسخ باید بگوییم که بله، اگرچه نرخ اولیه این محصول استرالیایی به دلیل کیفیت ساخت و وارداتی بودن بالاتر از گزینه‌های معمولی است، اما عدم لبه‌پریذگی، مقاومت فشاری بالای ۵۰۰ مگاپاسکال و بی‌نیاز کردن بیمار از ترمیم مجدد، هزینه‌های جانبی و خرابی‌های ثانویه را کم می‌کند.

اما چرا قیمت کپسول‌های آمالکپ SDI در بازار متفاوت است و به چه فاکتورهایی بستگی دارد؟

- **سایز کپسول (اسپیل):** قیمت کپسول‌ها بر اساس حجم ماده (۱، ۲، ۳ و ۵ اسپیل) متغیر است.
- **حجم بسته‌بندی:** خرید ظروف عمده ۵۰۰ عددی نسبت به بسته‌های ۵۰ عددی، قیمت تمام‌شده هر کپسول را کاهش می‌دهد.
- **زمان سفت شدن:** مدل‌های خاص‌تر مانند ECT (با زمان فرم‌دهی طولانی) ممکن است به دلیل میزان عرضه در بازار، اختلاف قیمت جزئی داشته باشند.
- **اصل بودن و تاریخ انقضا:** وجود لیبل اصالت وزارت بهداشت و تاریخ انقضای معتبر روی قیمت نهایی تاثیرگذار است.
- **نوسانات ارز:** وارداتی بودن محصول باعث وابستگی قیمت روز آن به نرخ ارز می‌شود.

با توجه به متغیر بودن شرایط تأمین مواد وارداتی، پیشنهاد می‌کنیم برای استعلام قیمت روز آمالکپ SDI یا مشاوره تخصصی جهت انتخاب سایز مناسب، با شماره [۹۱۲۶۶۴۷۷۲۵](https://www.9126647725.com) تماس بگیرید تا کارشناسان رایکادنتال شما عزیزان را راهنمایی کنند.



راهنمای خرید آمالکپ SDI

اگر قصد خرید آمالکپ SDI را دارید، بهتر است قبل از سفارش چند نکته ساده را در نظر داشته باشید. با یک بررسی کوتاه، راحت‌تر می‌توانید مدلی را پیدا کنید که با نیاز مطب‌تان هماهنگ باشد.

- **اندازه مناسب کپسول:** آمالکپ SDI در اندازه‌های مختلف عرضه می‌شود. پیش از خرید، میزان مصرف معمول مطب و نوع ترمیم‌هایی که بیشتر انجام می‌دهید را در نظر بگیرید.
- **زمان سفت شدن:** مدل‌های Fast، Regular، Slow و ECT زمان متفاوتی برای کار با آمالگام در اختیار دندانپزشک قرار می‌دهند. اگر برای فرم‌دهی ترمیم به زمان بیشتری نیاز دارید، مدل ECT می‌تواند گزینه مناسب‌تری باشد.
- **اصل بودن محصول:** مواد ترمیمی مستقیماً با کیفیت درمان ارتباط دارند. هنگام خرید، بسته‌بندی، نام برند، مشخصات محصول و اطلاعات تولیدکننده را بررسی کرده و محصول را از فروشگاه‌های تخصصی تجهیزات دندانپزشکی تهیه کنید.
- **تاریخ انقضا و شرایط نگهداری:** پیش از خرید و استفاده، تاریخ مصرف محصول و سالم بودن بسته‌بندی را بررسی کنید. شرایط نگهداری نامناسب نیز می‌تواند روی کیفیت مواد دندانپزشکی تأثیر بگذارد.
- **تعداد کپسول مورد نیاز متناسب با مصرف مطب:** اگر مصرف آمالکپ در مطب بالاست، بسته‌های بزرگ‌تر می‌توانند انتخاب اقتصادی‌تری باشند. در غیر این صورت، بهتر است مقدار خرید با میزان مصرف واقعی هماهنگ باشد تا محصول برای مدت طولانی در انبار باقی نماند.

نگه داشتن آمالکپ در شرایط دمایی نامناسب یا خرید کپسول‌های فاقد شناسه رسمی، می‌تواند باعث نشتی جیوه یا خراب شدن خمیر حین ترکیب‌کردن شود. مطمئن‌ترین راه، تهیه این کالا از فروشگاه‌های با سابقه است. در این میان، مجموعه رایکادنتال با ارائه جنس اصل استرالیایی و تاریخ مصرف مشخص، خیال شما را از بابت سلامت کپسول‌ها راحت می‌کند.

خرید آمالکپ SDI از رایکادنتال

اگر مدل و سایز مناسب آمالکپ SDI را انتخاب کرده‌اید، قدم بعدی پیدا کردن یک فروشگاه مطمئن برای خرید است. فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی رایکادنتال هم امکان خرید حضوری دارد و هم می‌توانید محصولات را از طریق وبسایت بررسی و به‌صورت آنلاین سفارش دهید. یکی از مزیت‌های خرید از رایکادنتال، سرعت ارسال سفارش‌هاست. سفارش‌های کرج و تهران در همان روز ارسال می‌شوند و سفارش‌های شهرستان نیز حداکثر تا ۲۴ ساعت به مأمور ارسال تحویل داده می‌شوند.

چند مورد از مزیت‌های خرید آمالکپ SDI از رایکادنتال:

- **تنوع سایز:** آمالکپ SDI در مدل‌های ۱، ۲، ۳ و ۵ واحدی عرضه می‌شود.
- **بسته‌بندی ۵۰ عددی:** امکان تهیه آمالکپ در بسته‌های ۵۰ عددی برای تأمین نیاز مطب.
- **خرید حضوری در کرج:** امکان مراجعه حضوری به شعبه رایکادنتال در کرج.
- **خرید آنلاین:** مشاهده مشخصات و انتخاب محصولات از طریق وبسایت، بدون نیاز به مراجعه حضوری.
- **ارسال سریع:** ارسال سفارش‌های تهران و کرج در همان روز و تحویل سفارش‌های شهرستان به مأمور ارسال حداکثر طی ۲۴ ساعت.
- **دارای مجوزهای معتبر:** رایکادنتال دارای گواهینامه‌ها و مجوزهای معتبر از جمله نماد اعتماد الکترونیکی و IMED است.
- **تنوع محصولات دندانپزشکی:** در کنار آمالکپ SDI می‌توانید انواع مواد مصرفی، تجهیزات و ابزارهای دندانپزشکی مورد نیاز مطب را نیز در وبسایت بررسی و خریداری کنید.

سوالات متداول

1. مدت زمان ماندگاری و طول عمر ترمیم با آمالکپ SDI چقدر است؟

در صورت تراکم صحیح، رعایت اصول آماده‌سازی حفره و بهداشت مناسب بیمار، ترمیم‌های انجام‌شده با آمالکپ SDI به دلیل داشتن استحکام فشاری ۵۰۰ مگاپاسکال و مقاومت بالا در برابر خوردگی، معمولاً بین ۱۰ تا ۱۵ سال (و حتی بیشتر) دوام می‌آورند.

2. چه زمانی پس از ترمیم با آمالکپ SDI، بیمار می‌تواند غذا بخورد؟

بیمار باید حداقل تا ۲ ساعت از خوردن مواد غذایی خودداری کرده و تا ۲۴ ساعت از جویدن غذاهای سخت با دندان ترمیم‌شده پرهیز کند؛ چرا که آمالگام برای رسیدن به حداکثر استحکام فشاری خود به ۲۴ ساعت زمان نیاز دارد.

3. آیا می‌توان آمالکپ SDI را دوباره استفاده کرد؟

خیر. کپسول‌های آمالکپ برای یک بار آماده‌سازی و مصرف طراحی شده‌اند و پس از فعال شدن و مخلوط شدن مواد، نباید دوباره مورد استفاده قرار بگیرند.

4. هر کپسول آمالکپ SDI برای چند دندان کافی است؟

این موضوع به اندازه حفره و مقدار آمالگام موردنیاز برای ترمیم بستگی دارد. به همین دلیل SDI آمالکپ را در اندازه‌های مختلف عرضه می‌کند تا دندانپزشک متناسب با حجم ترمیم، کپسول مناسب را انتخاب کند.

5. شرایط نگهداری کپسول‌های آمالکپ SDI در مطب چگونه است؟

کپسول‌ها باید در دمای محیط (زیر ۲۵ درجه سانتی‌گراد)، دور از تابش مستقیم نور خورشید، رطوبت و منابع حرارتی نگهداری شوند تا ترکیب شیمیایی جیوه و پودر آلیاژ تا زمان مصرف سالم بماند.