

دیسک پرداخت دندان یکی از ابزارهای کاربردی دندان پزشکی است که از مواد ساینده مخصوص ساخته شده و برای پرداخت، پولیش و صیقل دادن سطوح ترمیمی دندان مورد استفاده قرار می گیرد. این دیسک ها به طور معمول توسط دندان پزشکان در مراحل نهایی پرداخت و پولیش ترمیم ها به کار می روند. عملکرد آن ها بر پایه حرکات چرخشی و کنترل شده است که موجب ایجاد سطحی صاف، یکنواخت و براق شده و ناهمواری های سطح ترمیم را کاهش می دهد. به طور خلاصه، دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM یکی از ابزارهای پر کاربرد برای پرداخت و صیقل دادن انواع ترمیم های دندانی است و به ایجاد نتیجه ای دقیق تر و زیباتر در پایان درمان کمک می کند.

معرفی دیسک پرداخت تک رنگ TORVM

شرکت TOR VM از سال 1999 در زمینه تولید ماتریس و ابزارهای پولیش برای مصارف دندان پزشکی تخصص بالایی دارد و گسترده ترین مجموعه از این نوع محصولات را در سراسر جهان تولید می کند. یکی از محصولات این شرکت، دیسک پرداخت مرکزدار تک رنگ TOR VM، در حال حاضر جزو پرفروش ترین و پرکاربردترین دیسک های پرداخت دندان پزشکی به شمار می رود. این محصول شفافیت بالایی دارد و به دلیل طراحی خاص خود، دید بهتری را هنگام پرداخت و پولیش در اختیار دندان پزشک قرار می دهد. این دیسک با برخورداری از سطح ساینده باکیفیت، امکان پرداخت دقیق ترمیم های دندانی را فراهم کرده و به بهبود ظاهر نهایی و کاهش زبری سطوح ترمیمی کمک می کند. استفاده آسان، انعطاف پذیری مناسب و سازگاری با انواع ترمیم های دندانی، باعث شده است دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM به یکی از گزینه های محبوب دندان پزشکان برای انجام پرداخت و پولیش نهایی ترمیم ها تبدیل شود.

مشخصات دیسک پرداخت تک رنگ TORVM

عواملی مانند نوع ساینده، تعداد دیسک، کشور سازنده و کاربرد محصول می‌توانند بر کیفیت پرداخت نهایی ترمیم دندان تاثیر بگذارند.

به همین دلیل در جدول زیر مهم‌ترین مشخصات دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM برایتان ارائه دادیم:

مشخصه	توضیحات
برند	TOR VM
کشور سازنده	روسیه
نوع محصول	دیسک پرداخت و پولیش ترمیم‌های دندانی
کاربرد	پرداخت و پولیش ترمیم‌های دندانی و نواحی اینترپروگزیمال
تعداد در بسته	40 عدد
نوع دیسک	مرکزدار (Center Hole)
رنگ‌بندی	آبی، سبز، زرد و سفید
درجه زبری	آبی (زبر)، سبز (متوسط)، زرد (نرم)، سفید (خیلی نرم)

قابلیت استفاده	مناسب برای پرداخت مرحله‌ای و ایجاد سطحی صاف و براق
سازگاری	قابل استفاده با ماندرل استاندارد دیسک‌های پرداخت
محل استفاده	مطب، کلینیک و مراکز دندانپزشکی

به نقل از وبسایت: [ulikedental](http://ulikedental.com)

Proper use of polishing discs enhances dental aesthetics, extends the lifespan of restorations, and promotes seamless integration with natural teeth, thereby optimizing both functionality and patient comfort.

ترجمه به فارسی:

استفاده صحیح از دیسک‌های پولیش، زیبایی دندان را افزایش می‌دهد، طول عمر ترمیم‌ها را افزایش می‌دهد و ادغام یکپارچه با دندان‌های طبیعی را ارتقا می‌دهد و در نتیجه هم عملکرد و هم راحتی بیمار را بهینه می‌کند.



ویژگی های دیسک پرداخت تک رنگ TorVm

دیسک پرداخت تک رنگ TorVm، محصول کشور روسیه از برند Tor vm است. این محصول، جهت پرداخت ترمیم های دندانی و نواحی اینترپروگزیمال مورد استفاده قرار می گیرد. بعد از انجام فعالیت های کامپوزیتی، هدف استفاده از دیسک پرداخت تک رنگ TorVm صیقل دادن بیشتر دندان ها و سفیدی بیشتر است.

در حال حاضر این محصول چهار رنگ دارد که شامل، سبز، سفید، زرد و آبی می شود. هر کدام از این رنگ ها ویژگی های خاصی دارند. به طور مثال رنگ آبی زبری بیشتر، رنگ سبز، زبری متوسط و رنگ زرد نرم و سفید خیلی نرم است.

اگر قصد مقایسه این محصول با یکی از برندهای شناخته شده جهانی را دارید، پیشنهاد می کنیم دیسک پرداخت و پولیش M Sof-3 Lex را نیز از نظر کیفیت پرداخت، تنوع درجه زبری و کاربرد بررسی کنید.

کد رنگ و درجه زبری دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM

دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM در چهار درجه زبری تولید می شود که هر کدام با یک کد رنگ و شماره اختصاصی مشخص شده اند. انتخاب صحیح هر دیسک در مراحل مختلف پرداخت و پولیش، باعث ایجاد سطحی صاف، یکنواخت و براق روی ترمیم های دندان می شود.

رنگ دیسک	درجه زبری	کد محصول
آبی	زبر (Coarse)	1.731 №
سبز	متوسط (Medium)	1.732 №
زرد	نرم (Fine)	1.733 №
سفید	خیلی نرم (Super Fine)	1.734 №



قیمت دیسک پرداخت تک رنگ TorVm

قیمت دیسک پرداخت تک رنگ TORVM در واقع با توجه به عوامل مختلفی تغییر می کند. عواملی نظیر اصالت کالا، تعداد دیسک در هر بسته، کیفیت مواد ساینده، کشور تامین کننده، نوسان های نرخ ارز، هزینه های واردات و سیاست قیمت گذاری فروشگاه از مهم ترین عوامل موثر بر قیمت این محصول هستند.

قیمت دیسک پرداخت تک رنگ TORVM در بالای همین صفحه درج شده است اما برای حصول اطمینان بیشتر، می توانید با شماره پشتیبانی و بخش فروش مجموعه رایکا دنتال تماس بگیرید. حتی اگر به دنبال استعمال هزینه محصول های مشابه مانند دیسک پرداخت خورشیدی چینی درجه یک هستید، می توانید با مشاوران رایکا دنتال تماس بگیرید.

شماره تماس جهت استعمال قیمت:

[09126647725](tel:09126647725)

مراحل استفاده از دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM

استفاده از دیسک پرداخت شامل مراحل خاصی می شود که برای دستیابی به بهترین نتیجه در پرداخت و پولیش ترمیم های دندانی، باید به این مراحل توجه کافی داشته باشید. رعایت مراحل زیر علاوه بر افزایش کیفیت پرداخت، از آسیب دیدن ترمیم نیز جلوگیری می کند. در ادامه به صورت دقیق مراحل استفاده از دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM را شرح دادیم:

مرحله اول: انتخاب دیسک مناسب

با توجه به مرحله پرداخت، دیسک با درجه زبری مناسب (آبی، سبز، زرد یا سفید) را انتخاب کنید.

مرحله دوم: نصب دیسک روی ماندول

دیسک را به صورت صحیح روی ماندول استاندارد نصب کرده و از محکم بودن اتصال آن اطمینان حاصل کنید.

مرحله سوم: قرار دادن در هندپیس

ماندول را داخل آنگل یا هندپیس قرار دهید و از عملکرد صحیح دستگاه قبل از شروع کار مطمئن شوید.

مرحله چهارم: انجام پرداخت

پرداخت را با سرعت پایین تا متوسط، فشار ملایم و حرکات کوتاه و متناوب روی سطح ترمیم انجام دهید تا سطحی صاف و یکنواخت ایجاد شود.

مرحله پنجم: پولیش نهایی

برای رسیدن به بیشترین میزان صافی و درخشندگی، مراحل پرداخت را به ترتیب از دیسک زبر تا دیسک خیلی نرم انجام دهید و در پایان سطح ترمیم را بررسی کنید.



راهنمای خرید دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM

از آنجایی که انتخاب دیسک پرداخت مناسب، تأثیر بسزایی بر کیفیت پرداخت نهایی ترمیم‌های دندانی دارد، پیش از خرید دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM باید به نکته‌های مهمی توجه کنید. علاوه بر قیمت، بهتر است مشخصات فنی، کیفیت ساخت، درجه زبری و سازگاری آن با تجهیزات دندانپزشکی را نیز بررسی کنید تا انتخابی متناسب با نیاز خود داشته باشید.

- اصالت برند و محصول
- سازگاری با ماندل و هندپیس
- درجه زبری متناسب با مرحله پرداخت
- کیفیت مواد ساینده

- مقاومت و دوام دیسک
- تعداد دیسک در هر بسته
- قیمت و ارزش خرید
- خرید از فروشگاه معتبر
- ضمانت اصالت کالا
- مشاوره تخصصی پیش از خرید

اگر به دنبال مجموعه‌ای کامل از دیسک‌های پرداخت با درجه زبری مختلف در یک بسته هستید، پیشنهاد می‌کنیم دیسک پرداخت آسورت TorVM A-Sort را نیز بررسی و با این محصول مقایسه کنید.

خرید دیسک پرداخت تک رنگ TORVM از رایکا دنتال

همانطور که می‌دانید، دیسک پرداخت از اهمیت بالایی برای کیفیت ترمیم دندان‌ها برخوردار است، بنابراین پیشنهاد می‌شود از فروشگاه‌ها و مجموعه‌های معتبر و تخصصی خرید خود را انجام دهید. یکی از فروشگاه‌های با سابقه و معتبر، رایکا دنتال نام دارد. می‌توانید دیسک پرداخت تک رنگ TORVM را از فروشگاه رایکا دنتال با اطمینان از کیفیت و اصالت محصول خریداری کنید. می‌توانید به دو صورت حضوری و اینترنتی خرید دیسک پرداخت تک رنگ TORVM را در فروشگاه رایکا دنتال انجام دهید.

سوالات متداول

1. آیا دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM قابلیت استریل شدن دارد؟

خیر، این دیسک‌ها مصرفی هستند و پس از استفاده باید مطابق دستورالعمل سازنده تعویض شوند.

2. آیا می توان از یک دیسک برای چند بیمار استفاده کرد؟

خیر، برای رعایت اصول کنترل عفونت، استفاده از دیسک جدید برای هر بیمار توصیه می شود.

3. آیا این دیسک با همه ماندرل های استاندارد سازگار است؟

بله، دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM با اکثر ماندرل های استاندارد مرکزدار سازگاری دارد.

4. هر بسته دیسک پرداخت تک رنگ TOR VM چند مرحله پرداخت را پوشش می دهد؟

هر بسته شامل چهار درجه زبری مختلف است و مراحل پرداخت از زیر تا پولیش نهایی را پوشش می دهد.