

سیلر متا (ADSEAL) یک سیلر خمیری موجود در سرنگ دوتایی اتومیکس ساخت شرکت متا بایومد می باشد که مخصوص root canal مبنی بر رزین اپوکسی است.

این سیلر خواص فیزیکی و شیمیایی برجسته ای شامل خاصیت آب بندی تمام و کامل بسیار عالی را دارا می باشد.

ادسیل برای مواد آب بندی کانال ریشه دندان با استاندارد (ISO 6876: 1986 E) مطابقت دارد.

این محصول در سال ۲۰۰۴ در سازمان غذا و دارو آمریکا به ثبت رسید و انستیتو MEST به عنوان انستیتو برتر سال انتخاب گردید.

سیلر چیست؟

سیلر دندان ماده چسبناکی است که هنگام پر کردن ریشه دندان مورد استفاده قرار می گیرد. به عبارت بهتر سیلر ماده ای است که حاوی زینک اکساید بوده و پر کننده دائمی برای کانال های ریشه دندان می باشد.

سیلرها علاوه بر زینک اکساید حاوی باریم سولفات، اوژنول و رادیوپاسیدی هستند. سیلرهای دندان طیف وسیعی از رنگ را شامل می شوند و قادرند با رنگ طبیعی دندان ها همسان شوند.

به گونه ای که برای تمامی تکنیک های آبچوراسیون مناسب هستند. سیلرها هیچ تغییری در حجم و ابعاد دندانها ایجاد نکرده و بعضی از آنها می توانند به تنهایی با گوتا پرکا ترکیب و مورد استفاده قرار گیرند.

به نقل از وبسایت www.meta-europe.com

:Areas of application
Permanent sealing of the root canal
Thermal obturation

حوزه های کاربردی:
آب بندی دائمی کانال ریشه
انسداد حرارتی

ویژگی ها و محتویات سیلر متا

طبق اطلاعات آمده در وبسایت تولید کننده ویژگی های سیلر متا شامل موارد زیر می شود:

- ✓ نامحلول در مایعات بافت
- ✓ زیست سازگاری عالی
- ✓ ارائه یک اندو حرفه ای
- ✓ به راحتی با خمیر مخلوط می شود
- ✓ قابلیت آب بندی هرمتیک
- ✓ رادیوپاسیتی خوب
- ✓ عدم ایجاد لک

این محصول با دو خاصیت بیشتر اثبات شده در -سایت FDA نسبت به Ah26 و در سرنگ اتومیکس 13.5 گرمی ارائه می شود.



ترکیب بندی این محصول شامل موارد زیر می شود:

- بیس رزین الیگومر اپوکسی
- اتیلن گلیکول سالیسیلات
- فسفات کلسیم
- ساب کربنات بیسموت
- اکسید زیرکونیوم

محتویات:

- سرنگ دوتایی ۱۳،۵ گرم (بیس ۹ گرمی ، کانالیزور ۴،۵ گرم)
- پد مخلوط کردن
- اسپاتول



موارد منع مصرف و عوارض احتمالی سیلر متا

در سیلر متا برخی ترکیبات می توانند منجر به بروز حساسیت شوند که آن ها شامل، رزین های اپوکسی یا آمین خواهند بود.

به علاوه افرادی افرادی که سابقه آلرژی دارند نباید از آن استفاده نمایند.

این محصول فقط برای مصارف دندانپزشکی کاربرد دارد.

باید حتماً دور از دسترس کودکان باشد.

عوارض جانبی خاصی نیز برای آن گزارش نشده است.

ممکن است باعث آسیب هایی به پوست شود.

ممکن است اثرات برگشت پذیری بر روی چشم داشته باشد، مانند سوزش چشم که تا پایان دوره کاملاً برگشت پذیر است.

نحوه استفاده سیلر ادسیل متا Adseal Meta

قبل از هر چیز اطمینان حاصل کنید که دیواره های کانال خشک باشند. به علاوه این که حساسیت به آن وجود نداشته باشد. به دلیل ویژگی های این سیلر هنگام استفاده متوجه خواهید شد که این سیلر به همراه گوتا چسبندگی خوبی از خود نشان داده و آب بندی هر می خواهد داشت.

برای ساخت ترکیب باید از مواد پایه دو برابر بیشتر از کاتالیزور برداشته و روی پد مخلوط نمایید. برای اینکه خمیر با قوام مناسب باشد نیز نیاز است 15 الی 20 ثانیه صبر کنید. سپس سیلر را با گوتاپرکا به دندان منتقل کرده و آرام فشار دهید. توجه داشته باشید سرعت حرکت لنچولو از آرام به زیاد باشد تا مواد سرریز نشده و حباب نیز تشکیل نگردد.

خرید سیلر ادسیل متا Meta Adseal

هنگام خرید سیلر ادسیل یا هر محصول دندانپزشکی دیگر، به چند نکته کلیدی توجه داشتن بسیار اهمیت دارد. ابتدا، اطمینان حاصل کنید که محصول از فروشنده معتبر و معتبری خریداری شده باشد. این اطلاعات را می‌توانید از وبسایت‌ها یا مراکز فروش معتبر دریافت کنید. همچنین، مهم است که تاریخ انقضاء محصول را چک کنید تا از تازه بودن آن اطمینان حاصل کنید.

نکته دیگری که باید در نظر گرفته شود، مطالعه دقیق مشخصات فنی و ویژگی‌های محصول است. اطمینان حاصل کنید که سیلر متا به نیازهای خاص شما در زمینه آب‌بندی کانال‌های ریشه دندان پاسخ می‌دهد و با استانداردها سازگار است. همچنین، قبل از خرید، قیمت را با سایر برندها و فروشندگان مقایسه کنید تا مطمئن شوید که بهترین ارزش را برای پول خود دریافت می‌کنید.

در نهایت، از منابع معتبری برای خرید استفاده کنید و به توصیه‌ها و نظرات کاربران موجود درباره محصول مورد نظر توجه کنید. این اقدامات کمک می‌کند تا خرید شما به بهترین شکل ممکن انجام شود و از کیفیت و کارایی سیلر ادسیل راضی باشید.

برای خرید این محصول کافی است آن را به سبد خرید خود اضافه نمایید تا در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای شما ارسال شود. توجه داشته باشید تمامی محصولات از جمله این سیلر دارای ضمانت اصالت کالا می‌باشند.

قیمت سیلر ادسیل متا Meta Adseal

در زمان تصمیم‌گیری برای خرید سیلر متا ادسیل، نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفته شود، قیمت این محصول است. قیمت سیلر متا ممکن است بین مختلف فروشندگان و نمایندگان متفاوت باشد، بنابراین حتماً می‌توانید با مقایسه قیمت‌ها، بهترین و پیشنهاد مناسب را برای خود انتخاب کنید. در هنگام مقایسه قیمت سیلر متا ادسیل، توجه به این نکته مهم است که کیفیت و ویژگی‌های فنی محصول نیز در ارزیابی نهایی دخیل می‌شوند. برخی از فروشندگان ممکن است تخفیفات و پیشنهادهای ویژه داشته باشند، بنابراین حتماً از این امکانات نیز بهره‌مند شوید. همچنین، در صورت نیاز به خرید عمده، ممکن است قیمت‌ها قابل مذاکره باشند. به طور کلی، اطلاعات دقیق در مورد قیمت‌ها و شرایط فروش را به دقت بررسی کرده و تصمیم‌گیری مناسبی را انجام دهید تا هم از نظر مالی رضایت بخش باشد و هم کیفیت محصول ارائه شده توسط سیلر متا نیازهای شما را برآورده سازد.

قیمت این محصول درج شده و می‌توانید در ابتدای صفحه آن را مشاهده نمایید. در صورتی که قصد خرید عمده دارید و یا اطلاعات دقیق‌تر از قیمت‌ها می‌خواهید کافی است با ما تماس بگیرید.

شما می‌توانید برای استعلام قیمت کالای مد نظرتان با شماره **09126647725**، تماس بگیرید.

در حوزه محصولات سیلر برندهای متنوعی وجود دارد؛ اما اگر قیمت و کیفیت هر دو برای شما مهم هستند ما این محصول را پیشنهاد می دهیم.

خرید سیلر متا در کرج

در صورتی که شما ساکن شهر کرج هستید و قصد خرید سیلر متا ادسیل را دارید، می توانید از فروشگاه حضوری رایکا دنتال که یک فروشگاه معتبر تجهیزات دندانپزشکی و دارای تمامی گواهینامه های معتبر { نماد الکترونیک و IMED } است بهره ببرید. فروشگاه رایکا دنتال در کرج به شما این امکان را می دهد که به راحتی محصولات مورد نیاز خود را پیدا کرده و خرید کنید.

در زمان خرید، بهتر است از فروشندگان معتبر و معتمد همچون رایکا دنتال استفاده کنید تا از اصالت و کیفیت محصول اطمینان حاصل کنید. همچنین، می توانید از تجربیات و نظرات دیگران که از این محصول استفاده کرده اند، برای انتخاب بهترین گزینه برای خودتان بهره مند شوید.

برای عزیزانی که در شهر کرج حضور ندارند، پیشنهاد میکنیم از طریق سایت فروشگاه اقدام به خرید محصول مورد نظر خود کنند. ارسال فوری یکی از مزایای این فروشگاه میباشد و میتوانید در سریع ترین زمان ممکن خرید خود را درب محل تحویل بگیرید.

برای دانلود **PDF** این مطلب کلیک کنید.