

پولیشینگ دندان یک روش تمیز کردن و صاف کردن سطح دندان است که توسط دندان پزشکان انجام می‌شود. این فرآیند شامل حذف لکه‌ها، رسوبات، باکتری، جرم و کثیفی از سطح دندان‌ها است که ظاهر زیبا، سفید و براقی به دندان می‌دهد. پولیش دندان با استفاده از ابزاری به نام دیسک پرداخت صورت می‌پذیرد و برای افرادی که به دنبال زیبایی دندان، ظاهر سفید و تمیز آن هستند مناسب است. یکی از شناخته شده‌ترین برندهای دیسک پرداخت از برند آسورت ساخت کشور روسیه است. که با چهار رنگ و درجه زبر بودن تولید می‌شود.

- رنگ سفید: خیلی نرم
- رنگ زرد: نرم
- رنگ سبز: متوسط
- رنگ آبی: زبر

شما می‌توانید به راحتی این محصول رو با اطمینان خاطر از اصالت و ارسال فوری از سایت رایکادنتال. مرجع لوازم دندانپزشکی در کرج سفارش دهید.

دیسک پرداخت برند آسورت TorVm

دیسک های پرداخت دارای سه نوع مختلف از مواد ساینده هستند که موجب می شود نتیجه ترمیم دندان یا فرآیند استفاده از کامپوزیت بهتر شود.

در ساخت دیسک پرداخت دندان پزشکی از پلی استر با دوام که آغشته به آلومینیوم اکسید است استفاده می شود.

دیسک پرداخت آسورت TorVm شفافیت بالایی دارد و به دندان پزشک در هنگام کار دید بهتری ارائه می دهد.

دیسک پولیش در مقایسه با سیستم های مشابه، سریع تر کار پولیش را انجام می دهد و سطح صاف تری را ایجاد می کند.

شرکت TOR VM از سال 1999 در زمینه تولید ماتریس و ابزار پولیش جهت مصارف دندان پزشکی تخصص دارد و گسترده ترین مجموعه از این نوع محصولات را در سراسر جهان تولید می کند.

دیسک پرداخت توسط دندان پزشک روی دندان ها ساییده می شود و باعث ایجاد یک سطح صاف، براق و صیقلی روی دندان ها خواهد شد.

بسته بندی این کیت به صورت زیر می باشد.

۴۰ عدد دیسک پرداخت ۱۴ میلی متری مرکز دار در ۴ رنگ به علاوه ۱ عدد ماندل

[caption id="attachment_5384" align="aligncenter" width="458"]



دیسک پرداخت آسورت-TorVM A

Sort[/caption]

ویژگی های دیسک پرداخت آسورت TorVm

این دیسک در رنگ های زیر ارائه می شود.

آبی: زبر (Coarse)

زرد: نرم (Fine)

سبز: متوسط (Medium)

سفید: خیلی نرم (Super Fine)

جهت پرداخت نواحی اینترپروگزیمال و کامپوزیت استفاده می شود.

قطر دیسک های این محصول، در قطرهای ۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ میلی متر می باشد.

به نقل از وبسایت torvm.ru

Discs of 2.731 series have the greatest polishing ability as compared to other discs produced by TOR VM. Discs 2.731BR are thinner and more flexible than discs 2.731. Discs of 2.731 series provide higher polishing efficiency and durability.

دیسک های سری 2.731 در مقایسه با سایر دیسک های تولید شده توسط TOR VM بیشترین قابلیت پولیش را دارند. دیسک های 2.731BR نازک تر و انعطاف پذیرتر از دیسک های 2.731 هستند. دیسک های سری 2.731 کارایی و دوام پولیش بالاتری را ارائه می دهند.

نحوه استفاده از دیسک پرداخت آسورت TorVm

1. کامپوزیت اضافی را بردارید و ترمیم را با استفاده از یک فرز ریز الماس یا کاربرد کانتور کنید.
2. بسته دیسک ها را با دقت باز نمایید.
3. دیسک را با فشار ملایم کانتور روی سنبه استریل شده اولیه قرار دهید تا زمانی که دیسک محکم وصل شود (دیسک نباید روی سنبه تکان بخورد).
4. پرداخت را با سرعتی که بیش از 10000 دور در دقیقه نباشد شروع کنید.
5. هنگامی که پرداخت تمام شد، باقیمانده پولیش را بشویید.
6. دیسک را از سنبه خارج کنید.
7. دیسک را برای کانتورینگ با فشار ملایم کانتور روی سنبه قرار دهید تا دیسک محکم شود (دیسک نباید روی سنبه تکان بخورد) و مراحل 3 تا 4 را با در نظر گرفتن تغییر سایندگی دیسک تکرار کنید.

نکات مهم در خصوص دیسک پرداخت آسورت TorVm

1. از دیسک ها و سنبه ها روی هندپیس های در نظر گرفته شده برای سرعت های بیش از 30000 دور در دقیقه استفاده نکنید تا از آسیب دیسک یا سنبه جلوگیری شود.
2. سنبه را بدون دیسک کار نکنید.
3. از تماس سنبه یا اتصال دیسک با کامپوزیت خودداری کنید - تغییر رنگ احتمالی ممکن است نیاز به تکرار پولیش یک بار دیگر داشته باشد.
4. کنترل کیفیت سطح دیسک در حین کار. رفتار چرخشی و ظاهر دیسک 10-15 ثانیه قبل از جدا شدن یا شکستن تغییر می کند. ظاهر بصری دیسک متلاشی شده تغییر کرده است. از دیسک هایی با پوشش ساینده لایه لایه یا قسمت پلیمری آسیب دیده استفاده نکنید. ممکن است باعث آسیب بافت دندان شود.
5. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد عاج، جریان هوای خنک کننده را در حین پولیش کنترل کنید.
6. دیسک ها یک بار مصرف هستند. در صورت استفاده دوم، می تواند منجر به موارد زیر شود.

عفونت بافتی.

- آسیب بافتی ناشی از لایه لایه شدن پوشش ساینده.
- آسیب بافتی توسط بخش هایی از دیسک متلاشی شده.
- آسیب بافتی ناشی از قطع ارتباط بین دیسک و سنبه.
- اگر بسته حاوی دیسک یا سنبه شکسته یا خراب شود دیسک ها یا سنبه ها قبل از استفاده باید با روش استاندارد استریل شوند.



قیمت دیسک پرداخت آسورت TorVm

قیمت تجهیزات دندان پزشکی، از جمله دیسک پرداخت آسورت، به چندین عامل مرتبط است که در تعیین قیمت آن تاثیرگذار هستند. اولین عامل، کیفیت و برند دیسک است، ممکن است محصولات از برندهای معتبر و با کیفیت بالا هزینه بیشتری داشته باشند. همچنین، فناوری و نوآوری موجود در تجهیزات، ابعاد و اندازه آنها نیز در تعیین هزینه تاثیر دارد. عوامل دیگری نظیر موقعیت جغرافیایی، شرایط بازار، قیمت ارز و هزینه‌های گمرک و باربری در هر شهر و کشور متفاوت است. دیسک پرداخت آسورت را می‌توانید با نازل‌ترین قیمت از فروشگاه رایکا دنتال تهیه نمایید، که در حال حاضر قیمت آن 555,000 تومان است. برای دریافت مشاوره و اطلاع از تخفیف‌ها، با ما در تماس باشید.

خرید دیسک پرداخت آسورت TorVm

برای خرید دیسک پرداخت آسورت دندان پزشکی، به نکات زیر توجه کنید.

کیفیت و برند: دقت کنید دیسک پرداخت را از برندها و شرکتهای معتبر در صنعت دندان پزشکی خریداری می کنید.

فناوری و مواد ساخت: اطمینان حاصل کنید که دیسک خورشیدی از فناوریهای مدرن و ویژگیهای به روزی برخوردار است.

اندازه و ابعاد: مطمئن شوید که اندازه و ابعاد دیسک متناسب با نیازهای دندان پزشکی شما هستند.

برای خرید، می توانید به فروشگاههای دندان پزشکی مراجعه کنید یا از فروشگاههای آنلاین معتبر استفاده نمایید. همچنین، مطمئن شوید که از فروشندگان معتبر و با سابقه خریداری کنید تا از اصالت محصول اطمینان حاصل کنید. یکی از معتبرترین فروشگاهها در این زمینه رایکا دنتال است که به دوصورت حضوری و اینترنتی آماده خدمت به مشتریان خود است. می توانید در هر کجای ایران که سکونت دارید محصولات دندان پزشکی را سفارش دهید و در مدت زمانی کوتاه آنها را دریافت کنید.

خرید دیسک پرداخت آسورت TorVm در کرج

اگر در شهر کرج زندگی می کنید و به دنبال خرید دیسک پرداخت اسورت هستید اما مکان مناسب را پیدا نکرده اید، ما به شما خبر می دهیم که فروشگاه رایکا دنتال آماده است تا به شما به دو صورت حضوری و آنلاین خدمت رسانی کند. حتی اگر در شهر دیگری اقامت داشته دارید، نگران نباشید زیرا سایت رایکا دنتال محصولات دندان پزشکی را به سراسر کشور ارسال می کند. شما می توانید با اطمینان از اصل بودن محصولات، دیسک پرداخت اسورت و سایر تجهیزات دندان پزشکی را به راحتی سفارش دهید. در کمترین زمان ممکن (کمتر از 24 ساعت) محصولات به آدرس مورد نظر شما ارسال می شوند.

برای دانلود [PDF](#) توضیحات این محصول کلیک کنید.