

بر اساس آمارهای دندان پزشکی، بیش از 20 درصد مشکلات مربوط به تطابق و قرارگیری صحیح روکش یا دندان مصنوعی، ریشه در قالب گیری اولیه دارد. اگر قالب اولیه حتی دچار خطای جزئی باشد، روکش یا پروتز به درستی با دندان و بافت های اطراف تطابق پیدا نمی کند و این مسئله می تواند موجب ایجاد فاصله، التهاب لثه، پوسیدگی مجدد و افزایش زمان و هزینه درمان شود.

ست قالب گیری سیلدنت (Sildent) دقیقاً برای جلوگیری از همین مشکلات ساخته شده است. این محصول ایرانی با ثبات ابعادی عالی، فرم دندان ها را کاملاً دقیق ثبت می کند تا قالبی بی نقص داشته باشید. علاوه بر این، طعم های نعنا و پرتقال آن حس تهوع بیمار را هنگام درمان کمتر می کند .

ست قالب گیری سیلدنت (Sildent)

- دقت بالا در ثبت جزئیات قالب گیری
- ثبات ابعادی خوب
- برداشت آسان از دهان بیمار
- سازگاری کامل با گچ دندان پزشکی
- مقرون به صرفه برای استفاده روزانه
- سیلیکون نوع C با خاصیت ترشوندگی عالی
- قالب گیری دندان، روکش، بریج، ایمپلنت و پروتز ثابت
- سازگار با استاندارد ISO 10993 و ISO 4823
- امکان ضد عفونی سازی قالب پس از برداشت



www.raikadental.com

معرفی ست قالب گیری سیلدنت (Sildent)

ست قالب گیری سیلدنت (Sildent) یکی از کاربردی ترین مواد قالب گیری دندان پزشکی در بازار است که ساخت کشور ایران بوده و توانسته به لطف کیفیت بالا و قیمت مقرون به صرفه، جایگاه ویژه ای در مطب ها و کلینیک ها پیدا کند. اگر به دنبال یک سیلیکون قالب گیری

باثبات و قابل اعتماد هستید که خطاهای قالب گیری اولیه را به حداقل برساند و نیاز به تکرار درمان را از بین ببرد، این محصول ایرانی یک انتخاب اقتصادی و عالی برای استفاده روزانه دندانپزشکان محسوب می شود.

محتویات ست قالب گیری سیلدنت

ست قالب گیری Silident با کیفیت بالا، جزئیات ریز لبه های دندان و بافت لثه را با دقت بسیار بالایی ثبت می کند و کار لابراتوار را برای ساخت پروتزهای ثابت، روکش و بریج راحت تر می سازد. بخش های مختلف تشکیل دهنده این محصول عبارتند از:

- **پوتی (Putty):** ماده سنگین و پرکننده اولیه با حجم ۹۰۰ میلی لیتر و طعم خوشایند نعنا
- **واش یا لایت بادی (Light Body):** ماده سبک و روان با حجم ۱۴۰ میلی لیتر و طعم پرتقال برای ثبت دقیق ترین جزئیات
- **اکتیواتور (Catalyst):** کاتالیزور با حجم ۶۰ میلی لیتر جهت آغاز و تنظیم دقیق روند سفت شدن مواد

اهمیت استفاده از ست قالب گیری سیلدنت (Silident)

یکی از سوال های مهم، این است که چرا انتخاب یک ست قالب گیری مناسب، مهم است؟ پاسخ این سوال به ساخت دقیق تر پروتز برمی گردد. ست قالب گیری سیلدنت Silident با در اختیار داشتن ویژگی هایی مانند دقت بالا، ثبات ابعادی خوب، برداشت آسان از دهان و سازگاری با مواد گچ و ... گزینه ای مناسب در راستای تهیه یک قالب حرفه ای و اصولی قلمداد می شود. استفاده از این ست قالب گیری خطای کمتری در پیش دارد و دوباره کاری به بار نمی آورد. در ادامه لیست کاملی از مزیت های این محصول را برایتان ارائه کردیم:

- دقت بالا در ثبت جزئیات قالب گیری
- ثبات ابعادی خوب (قالب تا مدتی طولانی تغییر اندازه نمی دهد)
- برداشت آسان از دهان بیمار
- سازگاری کامل با گچ دندان پزشکی
- مقرون به صرفه برای استفاده روزانه
- جنس سیلیکون نوع C با خاصیت ترشوندگی عالی و ویسکوزیته مناسب
- امکان استفاده برای قالب گیری دقیق دندان، روکش، بریج، ایمپلنت و پروتز ثابت

- سازگار با استانداردهای ISO 4823 و ISO 10993

- امکان ضد عفونی سازی قالب پس از برداشت

- تولید در ایران با برند شناخته شده

به نقل از سایت: ncbi.nlm.nih.gov

Impression materials are used to copy the teeth and surrounding oral structures by creating a dental impression poured with dental plaster to fabricate a dental cast. This procedure provides a 3-dimensional and accurate mouth replica, allowing dental work even in the absence of the patient.

ترجمه به فارسی:

مواد قالب گیری دندان پزشکی برای ثبت دقیق دندان ها و ساختارهای اطراف آن ها در دهان استفاده می شوند. در این فرایند، قالب تهیه شده با گچ دندان پزشکی پر می شود تا مدل دندانی ساخته شود. به این ترتیب، یک نمونه سه بعدی و دقیق از ساختارهای دهان به دست می آید که امکان انجام مراحل مختلف ساخت و طراحی ترمیم های دندانی را حتی بدون حضور بیمار فراهم می کند.



مشخصات ست قالبگیری سیلدنت Sildent

با بررسی جدول ویژگی‌های ست قالبگیری سیلدنت Sildent، متوجه کیفیت بالای ساخت و مزیت‌های متعدد این محصول خواهید شد.

ویژگی‌های ست قالب گیری Sildent	مقدار و توضیحات
نام محصول	ست قالب گیری سیلدنت (Sildent C-Silicone Impression Material)
برند سازنده	سیلدنت (Sildent)
کشور سازنده	ایران
نوع مواد	سیلیکون قالب گیری نوع C (C-Silicone) پلی سیلوکسان تراکمی
کاربرد اصلی	قالب گیری دقیق دندان، روکش، بریج، ایمپلنت و انواع پروتزهای ثابت و متحرک
محتویات بسته‌بندی	۱ عدد پوتی (۹۰۰ میلی لیتر) + ۱ عدد لایت بادی یا واش (۱۴۰ میلی لیتر) + ۱ عدد اکتیواتور (۶۰ میلی لیتر)

رنگ پوتی (Putty)	بنفش، با طعم و رایحه مطبوع نعنای
رنگ واش / لایت بادی (Light Body)	آبی، با طعم مطبوع پرتقال
زمان کارکرد (Working Time)	حدود ۱ تا ۱.۵ دقیقه، بسته به دمای محیط
زمان سخت شدن در دهان (Setting Time)	حدود ۳ تا ۴ دقیقه
ویژگی‌های کلیدی و مزایا	دقت بالا در ثبت جزئیات، ثبات ابعادی خوب، برداشت آسان و بدون پارگی از دهان
سازگاری با گچ	سازگاری کامل با انواع گچ‌های دندان پزشکی برای ساخت مدل‌های گچی دقیق
خاصیت ترشوندگی	ترشوندگی عالی و ویسکوزیته متناسب با بافت دهان
استانداردها	دارای استانداردهای معتبر دندان پزشکی، از جمله مطابقت با استانداردهای ISO 10993 و 4823
قابلیت ضد عفونی	امکان ضد عفونی سازی آسان قالب بلافاصله پس از خارج کردن از دهان بدون تغییر ابعاد
شرایط نگهداری	دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای بین ۱۵ تا ۲۵ درجه سانتی گراد

کاربردهای ست قالبگیری سیلدنت Sildent

ست قالب گیری سیلدنت به عنوان یک سیلیکون نوع C، برای طیف وسیعی از درمان‌های پروتزی و ترمیمی در مطب‌ها و لابراتوارهای دندانپزشکی استفاده می‌شود. این ست هم در تکنیک قالب گیری تک مرحله‌ای و هم دومرحله‌ای (Putty-Wash) عملکرد بسیار خوبی دارد و در موارد زیر به کار می‌رود:

- **قالب گیری روکش و بریج (پروتز ثابت):** ثبت دقیق خط تراش (Margin) دندان‌ها و بافت لثه برای ساخت انواع روکش‌های سرامیکی، PFM و بریج.
- **ساخت پروتزهای پارسیل و متحرک:** تهیه قالب اولیه و نهایی جهت ساخت دست‌دندان (پروتز کامل) یا پروتزهای متحرک تکه‌ای.
- **قالب گیری ایمپلنت:** ثبت موقعیت ایمپلنت و بافت نرم اطراف آن برای ساخت پروتزهای متکی بر ایمپلنت.
- **بررسی‌های تشخیصی و طرح درمان:** تهیه مدل گچی از وضعیت فک و دندان‌ها برای بررسی نحوه قرارگیری دندان‌ها روی هم (اکلوژن) و برنامه‌ریزی مراحل درمان.

- ترمیم‌های زیبایی (اینله، آئله و لمینیت): ثبت جزییات دقیق تراش دندان در بازسازی‌های ترمیمی و زیبایی.



عوامل موثر در قیمت ست قالبگیری سیلدنت Sildent

در وهله اول باید گفت قیمت ست قالبگیری سیلدنت Sildent متغیر بوده و ممکن است هر از چندگاهی به دلایل متعدد تغییر کند. برای همین در این بخش از محتوا نمی‌توانیم عدد و رقم دقیقی ذکر کنیم. قیمت ست قالبگیری Sildent در بالای همین صفحه درج شده که همواره آپدیت می‌شود. در ادامه سعی کردیم مهم‌ترین عامل‌هایی که قیمت محصول را دس‌خوش تغییر می‌کنند، لیست کنیم:

- حجم بسته‌بندی محصولات (به عنوان مثال 900 میلی لیتر برای پوتی)

- برند و کشور سازنده

- ترکیب مواد (پوتی + واش + اکتیواتور)

- مواد اولیه و فناوری تولید

- خدمات پس از فروش یا ضمانت

- شرایط و نوسان اقتصادی

به طور کل باید عرض کنیم که این محصول در فروشگاه رایکا دنتال با قیمتی مقرون به صرفه و منصفانه عرضه می شود. رایکا دنتال همواره انصاف را در رویکردها و سیاست های قیمت گذاری خود در نظر می گیرد.

شما عزیزان می توانید جهت دریافت مشاوره و اطلاع از تخفیف ها، با شماره [09126647725](tel:09126647725) تماس بگیرید.

نحوه استفاده از ست قالب گیری سildent

برای اینکه از این ست قالب گیری استفاده کنید، ابتدا باید با اصول و نحوه مصرف آن به خوبی آشنا شوید. در مرحله اول آماده سازی دهان بیمار و حذف هرگونه بافت اضافی یا مواد قالب گیری قبلی حائز اهمیت است تا سطح قالب گیری تمیز و مناسب باشد.

در ادامه حجم و نوع کار (پروتز کامل، بریج یا ایمپلنت) را بررسی کرده و سپس از پوتی و واش استفاده کنید. ابتدا پوتی را در قالب قرار دهید و پس از آن واش (لایت) را برای ثبت دقیق جزئیات بریزید. در این مرحله در نظر گرفتن اکتیواتور برای فعال سازی یا تسریع فرآیند قالب گیری را فراموش نکنید.

پس از قرار دادن مواد، زمان کارکرد حدود 1 تا 1.5 دقیقه است؛ که باید در این بازه زمانی قالب گیری انجام شود. بعد از سخت شدن مواد (که حدود 3 تا 4 دقیقه طول می کشد)، قالب آماده برداشت است. بعد از برداشت از دهان، می توان آن را طبق دستورالعمل ضد عفونی کرد و تا برای مراحل بعدی آماده شود.



راهنمای خرید ست قالبگیری سیلدنت Sildent

اگر قصد خرید ست قالبگیری Sildent را دارید، توجه به نکته‌هایی که در ادامه عرض می‌کنیم را اولویت قرار دهید. اولین نکته مهم این است که از اصالت کالا مطمئن شوید. در این مرحله، با انتخاب یک فروشگاه و مرجع معتبر مانند [رایکا دنتال](#)، به خودی خود اطمینان از اصالت کالا خواهید داشت. به عنوان نکته بعدی بررسی کنید که حجم و طعم مواد داخل بسته متناسب با نیاز شما باشد.

بررسی موارد زیر می‌تواند فرآیند خرید امن شما را تضمین کند:

- شرایط نگهداری محصول (دما، دور از نور)
- زمان کارکرد و سخت شدن
- گارانتی یا پشتیبانی فروش محصول
- کاربرد محصول (پروتز، بریج، ایمپلنت)

- قیمت محصول

همانطور که گفته شد، اگر یک فروشگاه معتبر مانند رایکا دنتال را انتخاب کنید، خیالتان از بابت خرید این محصول راحت خواهد بود. با این حال همواره توجه به نکته‌های مذکور، نباید کم اهمیت شمرده شود.

پیشنهاد ویژه رایکا دنتال: علاوه بر ست قالب‌گیری سیلدنت، می‌توانید تمام تجهیزات و مواد مصرفی دندانپزشکی مورد نیاز خود را به راحتی از ما تهیه کنید؛ از جمله ست قالب‌گیری اسپیدکس (Speedex سه تکه (و ده‌ها محصول پر کاربرد دیگر که همگی در فروشگاه موجود و آماده ارسال هستند.

خرید ست قالب‌گیری Sildent از رایکا دنتال

اگر قصد تهیه این محصول را دارید، انتخاب یک مرجع معتبر اولین و مهم‌ترین قدم برای تضمین کیفیت و اصالت کالا است. فروشگاه رایکا دنتال با فراهم کردن شرایط خرید امن و مطمئن، تلاش کرده است تا دندانپزشکان و دندان‌سازان عزیز بتوانند تجهیزات خود را با خیالی آسوده تهیه کنند.

مزایای خرید ست قالب‌گیری سیلدنت از رایکا دنتال:

- تضمین اصالت و کیفیت کالا: اطمینان از اورجینال بودن مواد و تاریخ انقضای معتبر.
- قیمت منصفانه و اقتصادی: عرضه محصولات با بهترین قیمت‌های بازار برای استفاده روزانه مطب.
- ارسال سریع و مطمئن: ارسال سفارش‌های آنلاین در کوتاه‌ترین زمان ممکن به سراسر کشور.
- مشاوره تخصصی: امکان بررسی و دریافت راهنمایی‌های لازم پیش از خرید تجهیزات دندانپزشکی.

نحوه خرید ست قالب‌گیری Sildent ارزان (حضور و آنلاین)

برای خرید ست قالب‌گیری سیلدنت می‌توانید یکی از دو روش خرید آنلاین یا حضوری را انتخاب کنید. اگر خرید اینترنتی برایتان راحت‌تر است، کافی است وارد وب‌سایت رایکا دنتال شوید، مشخصات و جزئیات محصول را بررسی کرده و پس از اطمینان از انتخاب خود، آن را به سبد خرید اضافه کنید. سفارش‌های تهران و کرج در همان روز ارسال می‌شوند و سفارش‌های سایر شهرها نیز حداکثر ظرف ۲۴ ساعت به مأمور ارسال، پست یا تیپاکس، تحویل داده خواهند شد.

اگر ترجیح می‌دهید قبل از خرید محصول را از نزدیک ببینید، می‌توانید به شعبه حضوری رایکا دنتال در کرج مراجعه کنید. در خرید حضوری، امکان بررسی محصول و تاریخ انقضا را دارید و می‌توانید از راهنمایی مشاوران مجموعه برای انتخاب مناسب‌ترین گزینه متناسب با نیاز مطب یا لابراتوار خود کمک بگیرید .

سوالات متداول

1. آیا ست قالب‌گیری سیلدنت کیفیت لازم برای ایمپلنت را دارد؟

سیلدنت برای کارهای روتین و روکش مناسب است، اما برای کیس‌های حساس و ایمپلنت‌های پیچیده، برندهای وارداتی مثل اسپیدکس توصیه می‌شوند.

2. طعم و رایحه پوتی و واش ست قالب‌گیری سیلدنت چیست؟

پوتی ست قالب‌گیری سیلدنت دارای طعم نعنا و واش (لایت بادی) آن دارای طعم پرتقال است که حس بهتری به بیمار می‌دهد.

3. آیا برای ست قالب‌گیری سیلدنت حتماً باید از اکتیواتور مخصوص خودش استفاده کرد؟

بله، برای دستیابی به نتیجه دقیق، همیشه باید از کاتالیزور (اکتیواتور) درون بسته‌بندی خود ست قالب‌گیری سیلدنت استفاده کنید.

4. چرا قیمت ست قالب‌گیری سیلدنت نسبت به برندهای خارجی ارزان‌تر است؟

زیرا این محصول تولید داخل است، هزینه‌های واردات و گمرک را ندارد و برای مصارف روزانه بسیار مقرون‌به‌صرفه است.