

پولیشینگ دندان یک روش تمیز کردن و صاف کردن سطح دندان است که توسط دندان پزشکان انجام می شود. این فرآیند شامل حذف لکه ها، رسوبات، باکتری، جرم و کثیفی از سطح دندان ها است که ظاهر زیبا، سفید و براقی به دندان می دهد. پولیش دندان با استفاده از ابزاری به نام دیسک پرداخت صورت می پذیرد و برای افرادی که به دنبال زیبایی دندان، ظاهر سفید و تمیز آن هستند مناسب است. یکی از شناخته شده ترین برندهای دیسک پرداخت از برند آسورت ساخت کشور روسیه است. که با چهار رنگ و درجه زبر بودن تولید می شود.

- رنگ سفید: خیلی نرم
- رنگ زرد: نرم
- رنگ سبز: متوسط
- رنگ آبی: زبر

شما میتوانید به راحتی این محصول رو با اطمینان خاطر از اصالت و ارسال فوری از سایت رایکادنتال، مرجع [لوازم دندانپزشکی در کرج](#) سفارش دهید.



دیسک پرداخت برند آسورت TorVm

دیسک های پرداخت دارای سه نوع مختلف از مواد ساینده هستند که موجب می شود نتیجه ترمیم دندان یا فرآیند استفاده از کامپوزیت بهتر شود.

در ساخت دیسک پرداخت دندان پزشکی از پلی استر با دوام که آغشته به آلومینیوم اکسید است استفاده می شود.

دیسک پرداخت آسورت TorVm شفافیت بالایی دارد و به دندان پزشک در هنگام کار دید بهتری ارائه می دهد.

دیسک پولیش در مقایسه با سیستم های مشابه، سریع تر کار پولیش را انجام می دهد و سطح صاف تری را ایجاد می کند.

شرکت TOR VM از سال 1999 در زمینه تولید ماتریس و ابزار پولیش جهت مصارف دندان پزشکی تخصص دارد و گسترده ترین مجموعه از این نوع محصولات را در سراسر جهان تولید می کند.

دیسک پرداخت توسط دندان پزشک روی دندان ها ساییده می شود و باعث ایجاد یک سطح صاف، براق و صیقلی روی دندان ها خواهد شد.

بسته بندی این کیت به صورت زیر می باشد.

۴۰ عدد دیسک پرداخت ۱۴ میلی متری مرکز دار در ۴ رنگ به علاوه ۱ عدد ماندل

به نقل از وبسایت: dentalix

Polishing discs are a necessary tool in dental prophylaxis for cleaning tartar, stains, etc. And specifically for the brightness and finish of the dental surface that the patient so desires. Depending on the treatment that is required in each case, a specific abrasion size and level will be used. In addition, there are different types of disc depending on whether it is for dentin or for composites, amalgams, ionomers, etc. Usually to be used with a contra-angle.

ترجمه به فارسی:

دیسک های پولیش ابزاری ضروری در پیشگیری از پوسیدگی دندان برای تمیز کردن جرم، لکه ها و غیره هستند. و به طور خاص برای درخشندگی و پرداخت سطح دندان مورد نظر بیمار. بسته به درمانی که در هر مورد مورد نیاز است، از اندازه و سطح سایش خاصی استفاده می شود. علاوه بر این، انواع مختلفی از دیسک وجود دارد که بسته به اینکه برای عاج دندان یا کامپوزیت، آمالگام، یونومرها و غیره باشد، متفاوت است. معمولاً با زاویه مقابل استفاده می شود.



ویژگی های دیسک پرداخت آسورت TorVm

ویژگی ها و مشخصات این محصول را در جدول زیر مشاهده می کنید:

ویژگی	توضیحات
قطر دیسک	۱۰، ۱۲، ۱۴ و ۱۶ میلی متر (در بازار ایران اغلب سایز ۱۴ میلی متر موجود است)
رنگ بندی	آبی (Zabr / Coarse)، سبز (متوسط / Medium)، زرد (نرم / Fine)، سفید (خیلی نرم / Superfine)
تعداد در بسته بندی	بسته های ۴۰ عددی یا ۸۰ عددی + شامل ۱ عدد ماندل (مرکزدار)
مواد سازنده	پلی استر با پوشش آلومینیوم اکسید برای پرداخت دقیق و دید بهتر
روش استفاده	نصب روی ماندل، شروع با سرعت ملایم (زیر ۱۰ هزار دور) و استفاده مرحله ای از دیسک زبر تا نرم

جهت پرداخت نواحی اینترپروگزیمال و کامپوزیت استفاده می شود.

نحوه استفاده از دیسک پرداخت آسورت TorVm

1. کامپوزیت اضافی را بردارید و ترمیم را با استفاده از یک فرز ریز الماس یا کاربید کانتور کنید.
2. بسته دیسک ها را با دقت باز نمایید.
3. دیسک را با فشار ملایم کانتور روی سنبه استریل شده اولیه قرار دهید تا زمانی که دیسک محکم وصل شود (دیسک نباید روی سنبه تکان بخورد).
4. پرداخت را با سرعتی که بیش از 10000 دور در دقیقه نباشد شروع کنید.
5. هنگامی که پرداخت تمام شد، باقیمانده پولیش را بشویید.
6. دیسک را از سنبه خارج کنید.
7. دیسک را برای کانتورینگ با فشار ملایم کانتور روی سنبه قرار دهید تا دیسک محکم شود (دیسک نباید روی سنبه تکان بخورد) و مراحل 3 تا 4 را با در نظر گرفتن تغییر سایندگی دیسک تکرار کنید.



نکات مهم در خصوص دیسک پرداخت آسورت TorVm

1. از دیسک ها و سنبه ها روی هندپیس های در نظر گرفته شده برای سرعت های بیش از 30000 دور در دقیقه استفاده نکنید تا از آسیب دیسک یا سنبه جلوگیری شود.
2. سنبه را بدون دیسک کار نکنید.
3. از تماس سنبه یا اتصال دیسک با کامپوزیت خودداری کنید – تغییر رنگ احتمالی ممکن است نیاز به تکرار پولیش یک بار دیگر داشته باشد.
4. کنترل کیفیت سطح دیسک در حین کار. رفتار چرخشی و ظاهر دیسک 10-15 ثانیه قبل از جدا شدن یا شکستن تغییر می کند. ظاهر بصری دیسک متلاشی شده تغییر کرده است. از دیسک هایی با پوشش ساینده لایه لایه یا قسمت پلیمری آسیب دیده استفاده نکنید. ممکن است باعث آسیب بافت دندان شود.
5. برای جلوگیری از گرم شدن بیش از حد عاج، جریان هوای خنک کننده را در حین پولیش کنترل کنید.
6. دیسک ها یک بار مصرف هستند. در صورت استفاده دوم، می تواند منجر به موارد زیر شود.

عفونت بافتی.

- آسیب بافتی ناشی از لایه لایه شدن پوشش ساینده.
- آسیب بافتی توسط بخش هایی از دیسک متلاشی شده.
- آسیب بافتی ناشی از قطع ارتباط بین دیسک و سنبه.
- اگر بسته حاوی دیسک یا سنبه شکسته یا خراب شود دیسک ها یا سنبه ها قبل از استفاده باید با روش استاندارد استریل شوند.

قیمت دیسک پرداخت آسورت TorVm

قیمت تجهیزات دندان پزشکی، از جمله دیسک پرداخت آسورت، به چندین عامل مرتبط است که در تعیین قیمت آن تاثیرگذار هستند. اولین عامل، کیفیت و برند دیسک است، ممکن است محصولات از برندهای معتبر و با کیفیت بالا هزینه بیشتری داشته باشند. همچنین، فناوری و نوآوری موجود در تجهیزات، ابعاد و اندازه آنها نیز در تعیین هزینه تاثیر دارد. عوامل دیگری نظیر موقعیت جغرافیایی، شرایط بازار، قیمت ارز و هزینه های گمرک و باربری در هر شهر و کشور متفاوت است. دیسک پرداخت آسورت را می توانید با نازل ترین قیمت از فروشگاه رایکا دنتال تهیه نمایید، که در حال حاضر قیمت آن 000/300/1 تومان است. برای دریافت مشاوره و اطلاع از تخفیف ها، با ما در تماس باشید.

شماره تماس مشاوران رایکا دنتال [09126647725](tel:09126647725) :



راهنمای خرید دیسک پرداخت آسورت TOR VM

انتخاب دیسک پرداخت باکیفیت و متناسب با نیازهای شما یکی از اصلی ترین عوامل موثر بر کیفیت پرداخت نهایی ترمیم های دندانی به حساب می آید. بنابراین پیشنهاد می کنیم همواره هنگام خرید دیسک پرداخت آسورت TOR VM دقت بالایی به خرج دهید. بسیاری از مشتریان و خریداران فقط به قیمت دیسک پرداخت آسورت TOR VM توجه می کنند که این امر می تواند منجر به بی توجه به ویژگی های اساسی محصول شود .

کیفیت ساخت، تنوع درجه زبری، سازگاری با تجهیزات دندانپزشکی و اصالت محصول برخی از مهم ترین جوانب دیسک پرداخت هستند که باید هنگام خرید مورد توجه واقع شوند. برخی از مهم ترین نکته های هنگام خرید عبارتند:

- اصالت برند و محصول
- کیفیت مواد ساینده
- تنوع درجه زبری دیسک ها
- اندازه و ابعاد

- فناوری و مواد ساخت
- سازگاری با ماندل و هندپیس
- تعداد دیسک‌های موجود در بسته
- دوام و مقاومت در برابر سایش
- قیمت و ارزش خرید
- خرید از فروشگاه معتبر
- ضمانت اصالت کالا
- مشاوره تخصصی پیش از خرید

البته به هنگام خرید، بررسی سایر محصول‌های مشابه مانند دیسک پرداخت تک رنگ TORVM پیشنهاد می‌شود. ممکن است دیگر محصولات گزینه مناسب‌تری برایتان باشد.

خرید دیسک پرداخت آسورت TOR VM از رایکا دنتال

یکی از مهم‌ترین نکته‌ها این است که در هنگام خریداری تجهیزات دندان پزشکی مانند خرید دیسک پرداخت آسورت TOR VM، به اعتبار فروشگاه موردنظر توجه کنید. فروشگاه‌های با سابقه و معتبر مانند [رایکا دنتال](#)، همواره سعی می‌کنند محصول‌های اصل و با کیفیتی را به مشتریان خود ارائه دهند. رایکا دنتال با سال‌ها تجربه فعالیت تخصصی در عرضه تجهیزات دندان پزشکی به یکی از معتبرترین فروشگاه‌ها تبدیل شده است.

یکی از مزیت‌های خرید از رایکا دنتال این است که می‌توانید محصول‌های مورد نیازتان را به دو صورت حضوری و آنلاین (ارسال به تمامی نقاط ایران) خریداری کنید. در صورت نیاز به دریافت مشاوره‌های تخصصی و راهنمایی در مورد دیسک پرداخت آسورت TOR VM می‌توانید با مشاوران رایکا دنتال تماس برقرار کنید.

سوالات متداول

1. آیا دیسک پرداخت آسورت TOR VM برای تمام برندهای مواد ترمیمی قابل استفاده است؟

بله، این دیسک با اکثر مواد ترمیمی رایج و تجهیزات استاندارد دندان پزشکی سازگار است.

2. هر بسته دیسک پرداخت آسورت TOR VM برای چند ترمیم قابل استفاده است؟

تعداد دفعات استفاده به نوع درمان و رعایت دستورالعمل سازنده بستگی دارد، اما دیسک‌ها به صورت یک‌بار مصرف طراحی شده‌اند.

3. آیا دیسک پرداخت آسورت TOR VM باعث افزایش دوام ترمیم می‌شود؟

در صورت استفاده صحیح، پرداخت مناسب می‌تواند زبری سطح ترمیم را کاهش داده و به حفظ کیفیت و ماندگاری آن کمک کند.

4. آیا استفاده از دیسک پرداخت آسورت TOR VM به مهارت خاصی نیاز دارد؟

بله، برای دستیابی به بهترین نتیجه، استفاده از این محصول باید توسط دندان‌پزشک یا افراد آموزش‌دیده و با رعایت سرعت و فشار مناسب انجام شود.

برای دانلود PDF توضیحات این محصول کلیک کنید.