

دیسک پرداخت دندان یک ابزار دندان پزشکی است که از مواد مخصوصی تشکیل شده و برای پاکسازی لکه‌ها، رنگ زرد دندان و سطوح زیر دندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دیسک‌ها معمولاً به وسیله دندان پزشکان در مراحل پولیش و پاکسازی دندان‌ها به کار می‌روند. کاربرد اصلی آنها به وسیله حرکات چرخشی و ارتعاشی است که به سطح دندان‌ها اعمال می‌کنند، در نتیجه براق شدن دندان‌ها و حذف ذرات مختلف از سطح دندان‌ها انجام می‌شود. به طور خلاصه یکی از ابزارهایی که بعد از کامپوزیت برای صیقل دادن مورد استفاده قرار می‌گیرد، پرداخت تک رنگ TorVm می‌باشد. دیسک پرداخت تک رنگ TorVm به منظور صیقل دادن و جلا دادن دندان‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

دیسک پرداخت تک رنگ TorVm - Polishing Discs

دیسک‌های پرداخت دارای سه نوع مختلف از مواد ساینده هستند که موجب می‌شود نتیجه ترمیم دندان یا نتیجه فرآیند استفاده از کامپوزیت بهتر شود.

در ساخت دیسک پرداخت دندان پزشکی از پلی استر با دوام که آغشته به آلومینیوم اکسید است استفاده می‌شود.

دیسک پرداخت مرکزدار تک رنگ TorVm شفافیت بالایی دارد و به دندان پزشک در هنگام کار دید بهتری ارائه می‌دهد.

دیسک پولیش در مقایسه با سیستم‌های مشابه، سریع‌تر کار پولیش را انجام می‌دهد و سطح صاف تری را ایجاد می‌کند.

شرکت TOR VM از سال 1999 در زمینه تولید ماتریس و ابزار پولیش جهت مصارف دندان پزشکی تخصص دارد و گسترده‌ترین مجموعه از این نوع محصولات را در سراسر جهان تولید می‌کند.

دیسک پرداخت توسط دندان پزشک روی دندان‌ها ساییده می‌شود و باعث ایجاد یک سطح صاف، براق و صیقلی روی دندان‌ها خواهد شد.

دیسک‌های آبی دارای بافت زیر ، دیسک‌های سبز بافت متوسط ، دیسک‌های زرد نرم و دیسک‌های سفید دارای بافت خیلی نرمی می‌باشند.



ویژگی های دیسک پرداخت تک رنگ TorVm

دیسک پرداخت تک رنگ TorVm، محصول کشور روسیه از برند Tor vm است. این محصول، جهت پرداخت نواحی کامپوزیت و اینترپروگزیمال مورد استفاده قرار می گیرد.

بعد از انجام فعالیت های کامپوزیتی، هدف استفاده از دیسک پرداخت تک رنگ TorVm صیقل دادن بیشتر دندان ها و سفیدی بیشتر است.

در حال حاضر این محصول چهار رنگ دارد که شامل، سبز، سفید، زرد و آبی می شود. هر کدام از این رنگ ها ویژگی های خاصی دارند. به طور مثال رنگ آبی زبری بیشتر، رنگ سبز، زبری متوسط و رنگ زرد نرم و سفید خیلی نرم است.

مشخصات دیسک پرداخت تک رنگ TorVm در یک نگاه

برای مطالعه مشخصات مهم دیسک پرداخت جدول زیر را بررسی کنید. سایر مشخصات در کاتالوگ محصول وجود دارد که در صورت نیاز می توانید برای دریافت آن با ما در تماس باشید.

مشخصات دیسک پرداخت تک رنگ TorVm در یک نگاه

- ♦ مناسب برای پرداخت نواحی کامپوزیت و اینترپروگزیمال
- ♦ برند Tor vm
- ♦ بسته بندی 40 عددی
- ♦ محصول کشور روسیه
- ♦ ابی زبر، زرد نرم، سبر متوسط و سفید خیلی نرم
- ♦ مرکز دار

♦ کد رنگ آبی: №1.731

♦ کد رنگ زرد: №1.733

♦ کد رنگ سبز: №1.732

♦ کد رنگ سفید: №1.734

به نقل از سایت torvm.ru

There are discs of four diameters: 10, 12, 14 and 16 mm. Specify, please, the necessary diameter, e.g., 1.731/16 mm, or 1.731/14 mm.

دیسک رنگ آبی در 4 قطر عرضه می شود که شامل 10، 12، 14 و 16 می باشد. با توجه به نیاز خود باید قطر مناسب را انتخاب کنید.

مراحل استفاده از دیسک پرداخت تک رنگ TorVm

❑ برای استفاده از این محصول کافی است ابتدا دیسک مورد نظر را انتخاب کنید.

❑ سپس دیسک را بر روی ماندریل فیکس کنید.

❑ حال باید ماندریل و دیسک را درون هندپیس قرار داده و با استفاده از چرخش کم ، فشار کم و حرکت کوتاه و متناوب دیسک سنباده روی سطح ، پرداخت را به انجام برسانید.



قیمت دیسک پرداخت تک رنگ TorVm

قیمت دیسک پولیش دندان به عوامل مختلفی وابسته است که برخی از آنها شامل موارد زیر می‌شود.

1. **برند:** دیسک پرداخت تک رنگ از برندهای مشهور و معتبر ممکن است قیمت بالاتری داشته باشند.
 2. **مواد ساخت:** دیسکها از مواد مختلفی ساخته می شوند، هرچه میزان کیفیت مواد بالاتر باشد، ممکن است قیمت آن را افزایش دهد.
 3. **میزان سختی (زبری) و اندازه:** دیسکها با سختیها و اندازههای متفاوت در دسترس هستند. این امر ممکن است تأثیری در افزایش قیمت دیسک پرداخت داشته باشد.
 4. **تعداد در بسته:** هرچه تعداد دیسک بیشتری خریداری کنید قیمت آن اقتصادی تر است و شامل تخفیفها می شود.
 5. **مکان فروشگاه:** قیمتها در داروخانه، فروشگاههای دندانپزشکی و وبسایتهای آنلاین ممکن است متفاوت باشند.
 6. **موقعیت جغرافیایی:** هر شهر و کشور با توجه به قیمت ارز و هزینه باربری قیمتهای مختلفی جهت فروش دیسک پرداخت دارند.
- دیسک پرداخت تک رنگ TorVm در حال حاضر در وبسایت رایکا دنتال مرجع لوازم دندان پزشکی (365,000) تومان می باشد. جهت اطلاع از قیمت خرید عمده می توانید با ما در تماس باشید.



خرید دیسک پرداخت تک رنگ TorVm

هنگام خرید دیسک پرداخت دندان، می‌توانید به موارد زیر نیز توجه کنید.

1. **نوع دیسک:** بررسی کنید دیسک پرداختی که قصد خرید آن را دارید برای پولیش دندان مناسب باشد. برخی از آنها برای حذف لکه‌ها و پاک کردن رنگی‌های خاص بهتر عمل می‌کنند.
2. **مناسبت با دستگاه:** اگر از دستگاه پولیش دندان استفاده می‌کنید، اطمینان حاصل کنید که دیسک پرداخت مورد نظر با دستگاه سازگار است.
3. **جنس دیسک:** اطمینان حاصل کنید که دیسک پرداخت از مواد ایمن و مرغوبی ساخته شده باشد تا به دندان‌ها آسیب وارد نکند.
4. **برند معتبر:** دیسک پرداخت را از برندهای محبوب و معتبر مانند دیسک پرداخت تک رنگ Torvm خریداری کنید.
5. **میزان سختی و زبر بودن دیسک:** دیسک‌ها با درجه زبری‌های مختلف در دسترس هستند. اگر دندان‌های شما حساس است، ممکن است دیسک با سختی کمتر و انعطاف بیشتر مناسب‌شما باشد.
6. **نظرات مشتریان:** خواندن نظرات مشتریان در مورد دیسک‌های مختلف می‌تواند به شما کمک کند تا به صورت دقیق‌تر در مورد عملکرد و کیفیت دیسک پرداخت تک رنگ آگاهی پیدا کنید.

با توجه به این نکات، می‌توانید دیسک پرداخت مناسب با نیاز خود را پیدا کنید.

برای خرید دیسک پرداخت دندان، می‌توانید به فروشگاه‌های دندان پزشکی، داروخانه‌ها یا فروشگاه‌های آنلاین مراجعه کنید. یکی از فروشگاه‌های معتبر در این زمینه رایکا دنتال است که به دوسورت حضوری و اینترنتی به مشتریان خود خدمت‌رسانی می‌کند.

خرید دیسک پرداخت تک رنگ TorVm در کرج

اگر در شهر تهران یا کرج زندگی می‌کنید و به دنبال خرید دیسک پرداخت تک رنگ هستید می‌توانید به فروشگاه رایکا دنتال مراجعه کنید. این فروشگاه علاوه بر خرید به صورت حضوری به صورت آنلاین از طریق وبسایت نیز به مشتریان خود خدمات ارائه می‌دهد. می‌توانید لوازم و تجهیزات دندان پزشکی را با اطمینان از اصل بودن آنها خریداری کنید. اگر به شعب حضوری این فروشگاه مراجعه می‌کنید، می‌توانید مشورت فروشندگان خرید خوبی داشته باشید. جهت خرید آنلاین نیز با توجه به مشخصات و توضیحات

قرار داده شده در سایت محصول مورد نظر را خریداری کنید. محصولات کمتر از 24 ساعت بسته بندی و آماده ارسال به آدرس شما می شوند.

برای دانلود pdf مشخصات این محصول کلیک کنید.