

ست قالبگیری دندان مجموعه‌ای از مواد مختلف است که در حوزه دندان پزشکی برای ثبت دقیق شکل دندان‌ها و ساختارهای دهان به کار می‌رود. کاربردهای اصلی این محصول شامل تهیه قالب برای ساخت پروتزهای دندانی، ترمیم‌های غیرمستقیم، درمان‌های ارتودنسی و بررسی ساختار فک و دندان‌ها است. این مواد به شکل ژل یا خمیر هستند و پس از چند دقیقه سخت می‌شوند و جزئیات دندان‌ها و بافت‌های دهان را ثبت می‌کنند. یکی از ست‌های قالبگیری مورد استفاده در ایران، اسپیدکس است که تحت لیسانس کشور سوئیس و ساخت ایران عرضه می‌شود.



معرفی ست قالبگیری دندان پزشکی اسپیدکس

ست قالبگیری اسپیدکس یکی از مواد قالبگیری مورد استفاده در دندانپزشکی به حساب می‌آید که برای ثبت دقیق فرم دندان‌ها، لثه و ساختارهای فک استفاده می‌شود. این محصول در فرآیند تهیه قالب برای درمان‌های مختلف دندانپزشکی، از جمله پروتزهای ثابت و متحرک، کاربرد دارد و به دندانپزشک کمک می‌کند جزئیات مورد نیاز را با دقت مناسبی ثبت کند.

ست اسپیدکس از ترکیب پوتی (Putty)، واش (Wash) و اکتیواتور تشکیل شده و برای قالبگیری دو مرحله‌ای مورد استفاده قرار می‌گیرد. مواد قالبگیری ابتدا با اکتیواتور مخلوط شده و پس از قرارگیری در تری، طی زمان مشخصی سخت می‌شوند و فرم ثبت‌شده را حفظ می‌کنند. دقت قالبگیری، ثبات ابعادی و زمان کار مناسب، از مهم‌ترین ویژگی‌هایی هستند که هنگام انتخاب این محصول برای استفاده در مطب یا لابراتوار باید مورد توجه قرار گیرند.

به نقل از وبسایت: [dentalhealth](https://dentalhealth.com)

Dental impressions are used to make an accurate copy of your teeth and mouth. This helps your dental team make appliances or restorations that fit properly and feel comfortable. Impressions can be taken using different materials or digital scanners, depending on the treatment you need.

ترجمه به فارسی:

قالب‌گیری دندان برای تهیه یک کپی دقیق از دندان‌ها و ساختارهای دهان انجام می‌شود. این کار به تیم دندانپزشکی کمک می‌کند وسایل یا ترمیم‌های دندانی را به گونه‌ای بسازند که به درستی روی دندان‌ها قرار بگیرند و راحت باشند. قالب‌گیری بسته به نوع درمان مورد نیاز، می‌تواند با استفاده از مواد مختلف یا اسکنرهای دیجیتال انجام شود.



قیمت ست قالبگیری اسپیدکس

قیمت ست قالبگیری اسپیدکس در حال حاضر 12,500,000 تومان است. این هزینه با توجه به عوامل مختلفی تعیین می‌شود. به این معنا که معیارهای قیمت‌گذاری بر روی این محصول شامل موارد متعددی مانند تعداد دندان‌ها، نوع مواد به کار رفته و شیوه خرید و ارسال هستند. برخی دیگر از عوامل موثر بر قیمت ست قالبگیری اسپیدکس عبارتند از:

- حجم و مقدار مواد موجود در ست
- نوع بسته‌بندی
- تاریخ تولید و مهلت مصرف
- نوسانات قیمت مواد اولیه
- شرایط بازار و هزینه توزیع
- فروشگاه و شرایط خرید

در زمان بررسی قیمت مواد قالبگیری، بهتر است قیمت محصولات مشابه مانند **ست قالبگیری Hydro** را نیز مقایسه کنید تا انتخاب مناسب‌تری متناسب با نیاز مطب یا لابراتوار داشته باشید.

می‌توانید جهت دریافت مشاوره و اطلاع از تخفیف‌ها، با ما در تماس باشید.

09126647725

بررسی کاربرد ست قالبگیری اسپیدکس

ست قالبگیری اسپیدکس برای ثبت دقیق فرم دندان‌ها، لثه و ساختار فک در فرآیندهای مختلف دندان‌پزشکی استفاده می‌شود. این محصول به‌ویژه در درمان‌هایی که نیاز به تهیه قالب دقیق از دهان بیمار دارند، کاربرد دارد.

- **پروتزهای دندانی:** تهیه قالب برای ساخت دندان مصنوعی و سایر پروتزهای ثابت و متحرک
 - **ارتودنسی:** ثبت فرم دندان‌ها و قوس‌های فکی برای برنامه‌ریزی و ساخت تجهیزات ارتودنسی
 - **دندان‌پزشکی ترمیمی:** تهیه قالب برای ساخت ترمیم‌های غیرمستقیم مانند تاج، بریج، اینله و آنله
 - **پروتزهای فک و صورت:** تهیه قالب برای ساخت برخی پروتزهای مورد نیاز در بازسازی نقص‌های داخل دهان و فک
 - **جراحی دهان و فک:** تهیه قالب مورد نیاز در برخی فرآیندهای درمانی و برنامه‌ریزی، از جمله درمان‌های مرتبط با ایمپلنت
 - **ثبت ساختار فک بالا و پایین:** ایجاد مدل دقیق از قوس‌های فکی برای بررسی وضعیت دهان و برنامه‌ریزی درمان
- نکته مهم:** نوع ماده قالبگیری باید متناسب با نوع درمان و میزان دقت مورد نیاز انتخاب شود. ست اسپیدکس از مواد قالبگیری سیلیکونی نوع C است و از پوتی، واش و اکتیواتور تشکیل می‌شود.



ویژگی‌های خاص و منحصربه‌فرد ست قالبگیری اسپیدکس

ست قالبگیری اسپیدکس برای قالبگیری دقیق و ثبت جزئیات ساختارهای دهان طراحی شده و استفاده از آن در پروتزهای ثابت و متحرک، فرآیند قالبگیری را ساده‌تر می‌کند. ترکیب پوتی و واش در این محصول امکان اجرای قالبگیری دو مرحله‌ای و ثبت مناسب جزئیات را فراهم می‌کند.

جدول مشخصات و ویژگی‌های ست قالبگیری اسپیدکس

ویژگی	مشخصات
ثبات ابعادی	تا ۷ روز
کنترل رطوبت	دارد

دارد	کنترل غلظت
بالا	دقت قالبگیری
بالا	بازگشت پذیری الاستیک
عالی	اترشدگی
لاتکس	سازگاری با دستکش
مناسب	مقاومت مکانیکی
حدود ۳ دقیقه	زمان سخت شدن
حدود ۴۵ ثانیه	زمان اختلاط
اختلاط آسان	سهولت استفاده

بسته بندی ست قالب گیری اسپیدکس

ست قالب گیری اسپیدکس در بسته بندی شامل اجزای اصلی مورد نیاز برای آماده سازی و انجام فرآیند قالب گیری عرضه می شود.

- پوتی اسپیدکس: ۹۲۰ میلی لیتر

- واش (لایت) اسپیدکس: ۱۲۰ میلی‌لیتر
- اکتیواتور اسپیدکس: ۶۰ میلی‌لیتر
- پیمانه اندازه‌گیری
- بروشور محصول
- زمان اختلاط: ۴۵ ثانیه
- زمان سخت شدن در دهان: ۳ دقیقه

نگهداری و شرایط استفاده ست قالبگیری اسپیدکس

برای حفظ کیفیت مواد و عملکرد مناسب محصول، رعایت شرایط نگهداری و زمان‌بندی استفاده از ست قالبگیری اسپیدکس ضروری است.

- دمای نگهداری: ۱۵ تا ۲۳ درجه سانتی‌گراد
- رطوبت نسبی: ۵۰ درصد
- زمان اختلاط: حدود ۴۵ ثانیه
- زمان سخت شدن در دهان: حدود ۳ دقیقه
- مناسب برای قالبگیری پروتزهای ثابت و متحرک
- روانی مناسب مواد برای استفاده راحت‌تر در فرآیند قالبگیری



راهنمای خرید ست قالبگیری اسپیدکس

اگر قصد خرید ست قالبگیری اسپیدکس را دارید بدانید که باید قبل از نهایی کردن مراحل خرید، به برخی از نکته‌ها دقت کنید. نکته‌هایی مانند بررسی نوع و کاربرد ست قالبگیری متناسب با روش قالبگیری و حجم پوتی، واش و اکتیواتور و غیره. سایر نکته‌ها در هنگام خرید ست قالبگیری اسپیدکس عبارتند از:

- بررسی زمان اختلاط و زمان سخت شدن مواد
- توجه به دقت و ثبات ابعادی مواد قالبگیری
- بررسی تاریخ تولید و تاریخ انقضا
- اطمینان از سلامت بسته‌بندی و پلمب محصول
- خرید از فروشگاه معتبر تجهیزات دندان پزشکی
- بررسی اصالت محصول و مشخصات درج شده روی بسته‌بندی
- مقایسه قیمت ست‌های مشابه پیش از خرید

ست قالبگیری اسپیدکس را از کجا بخریم؟

خرید از فروشگاه معتبر تجهیزات دندانپزشکی یکی از مهم‌ترین اقدام‌ها به حساب می‌آید. با انتخاب یکی از بهترین و معتبرترین‌ها مانند فروشگاه [رایکا دنتال](#) علاوه‌بر اینکه امکان خرید ست قالبگیری اسپیدکس ارزان و اقتصادی را خواهید داشت، می‌توانید ست قالبگیری اسپیدکس باکیفیت بالا و اصل را خریداری کنید.

برای مقایسه گزینه‌های موجود پیش از خرید، می‌توانید **ست قالبگیری سیلدنت Sildent** را نیز بررسی کرده و مشخصات و قیمت آن را با ست اسپیدکس مقایسه کنید.

مزیت خرید ست قالبگیری اسپیدکس از رایکا دنتال

- خرید حضوری از شعب رایکا دنتال در تهران و کرج
- خرید آنلاین از فروشگاه رایکا دنتال
- امکان ارسال به سراسر ایران
- امکان دریافت مشاوره پیش از خرید
- ثبت سفارش و اضافه کردن محصول به سبد خرید
- ارسال سفارش حداکثر طی ۲۴ ساعت
- امکان خرید سایر تجهیزات و مواد دندانپزشکی مورد نیاز

سوالات متداول

۱. آیا ست قالبگیری اسپیدکس برای قالبگیری دقیق دندان مناسب است؟

بله، این محصول با ترکیب پوتی و واش امکان ثبت جزئیات و تهیه قالب دقیق از دندان‌ها و ساختارهای دهان را فراهم می‌کند.

۲. تفاوت پوتی و واش در ست قالبگیری اسپیدکس چیست؟

پوتی برای ایجاد بخش اصلی قالب و واش برای ثبت جزئیات ظریف‌تر و افزایش دقت قالبگیری استفاده می‌شود.

۳. آیا می‌توان قالب اسپیدکس را بلافاصله پس از خارج کردن از دهان ریخت؟

بله، برای حفظ دقت قالب، بهتر است مدل‌سازی گچی طبق دستورالعمل محصول و در زمان مناسب پس از قالبگیری انجام شود.

۴. ماندگاری قالب تهیه شده با اسپیدکس چقدر است؟

مدت نگهداری قالب به شرایط محیطی و نوع ماده بستگی دارد، اما ثبات ابعادی مناسب به حفظ فرم قالب در طول زمان کمک می‌کند.