

در صورتی که می‌خواهید لبخندی درخشان، سفید و چشم‌گیر داشته باشید، کیت سفید کننده UltraDent گزینه‌ای بسیار باکیفیت و موثر در این زمینه است. این کیت حرفه‌ای مخصوص سفید کردن دندان در مطب بوده که با فرمولاسیون پیشرفته خود می‌تواند تنها در یک ساعت، اثرگذاری خود را بر دندان‌ها نمایان کند.

در ترکیب این محصول از پراکسید هیدروژن ۴۰ درصد استفاده شده که به صورت شیمیایی فعال می‌شود. به همین دلیل، برای فعال‌سازی آن نیازی به استفاده از نور با شدت یا حرارت بالا نیست و فرایند درمان با راحتی بیشتری انجام می‌شود. این ویژگی باعث می‌شود فرآیند سفید شدن دندان‌ها سریع، ایمن و بدون احساس سوزش یا حساسیت باشد. به همین منظور این محصول در مطب‌های دندانپزشکی کاربرد بسیاری دارد.



معرفی بلیچینگ مطب اولترادنت 40% UltraDent

کیت بلیچینگ مطب 40% UltraDent-Boost، محصول کشور آمریکا، یک ژل سفیدکننده حرفه‌ای با فعال‌سازی شیمیایی است که برای استفاده در محیط مطب طراحی شده است. این محصول به گونه‌ای ساخته شده که بدون نیاز به نور لایت‌کیور، تنها در یک جلسه کوتاه ۲۰ دقیقه‌ای، دندان‌هایی سفید، درخشان و یکنواخت را به بیماران ارائه می‌دهد. عملکرد سریع و مؤثر آن باعث می‌شود دندانپزشکان بتوانند به راحتی جلسات درمانی کوتاه و مؤثری را برای بیماران خود برنامه‌ریزی کنند.

این کیت در بسته‌بندی ۴ سرنگی عرضه شده و تمام مواد لازم برای یک جلسه کامل سفید کردن دندان را در اختیار شما قرار می‌دهد. ژل فعال موجود در UltraDent-Boost با فرمولاسیونی پیشرفته و ایمن ساخته شده است که باعث کاهش حساسیت دندان‌ها و افزایش راحتی بیمار در طول درمان می‌شود. علاوه بر این، کیت بلیچینگ مطب 40% UltraDent-Boost به دلیل ترکیب علمی و تکنولوژی آمریکایی، لبخندی سالم و جذاب را برای زیباجویان ارمغان می‌آورد.

به نقل از وبسایت [ultradent](http://ultradent.com):

Opalescence™ Boost™ in-office whitening is now Opalescence™ Pro in-office whitening! We've given it a new look and a new name, but it is the same whitening treatment you've loved for 18 years. The powerful 40% hydrogen peroxide whitening gel still has a distinct red color, and the thicker formula prevents the gel from running during placement. With Opalescence Pro whitening, you will treat your patients as you would with Opalescence Boost whitening, and it can brighten smiles in as little as one hour¹ without the use of a light

ترجمه به فارسی:

سفیدکننده مطبی Opalescence™ Boost™ اکنون با نام Opalescence™ Pro عرضه می‌شود. ظاهر و نام این محصول تغییر کرده است، اما همان درمان سفیدکننده‌ای است که طی ۱۸ سال مورد استقبال قرار گرفته است. ژل سفیدکننده قدرتمند حاوی ۴۰ درصد پراکسید هیدروژن همچنان رنگ قرمز متمایز خود را حفظ کرده و فرمول غلیظ آن از جاری شدن ژل هنگام قرار دادن روی دندان جلوگیری می‌کند.

با سفید کننده Opalescence Pro می‌توانید همانند سفید کننده Opalescence Boost، فرایند درمان بیماران را انجام دهید. این محصول می‌تواند در مدت زمان کوتاهی، حتی در

حدود یک ساعت، لبخند بیمار را روشن‌تر کند و برای فعال‌سازی آن نیازی به استفاده از نور ندارد.

قیمت بلیچینگ مطب اولترادنت

قیمت کیت بلیچینگ UltraDent تحت تأثیر عوامل مختلفی قرار دارد و ممکن است با تغییر موجودی، شرایط واردات و مشخصات بسته‌بندی متفاوت باشد. نکته‌ای که لازم می‌دانیم به شما انتقال دهیم این است که صرفاً به دنبال خرید بلیچینگ مطب اولترادنت ارزان نباشید و حتماً درکنار قیمت، کیفیت و اصالت محصول را نیز بررسی کنید. مهم‌ترین عوامل مؤثر بر قیمت عبارت‌اند از:

- برند و شرکت تولیدکننده
- کیفیت و فرمولاسیون مواد
- غلظت ماده سفیدکننده
- نوع و محتویات کیت
- تعداد سرنگ و تجهیزات همراه
- اصالت و تاریخ انقضا
- شرایط نگهداری محصول
- هزینه واردات و حمل‌ونقل
- نوسانات نرخ ارز
- موجودی و شرایط بازار

قیمت محصولات وارداتی ممکن است با توجه به موجودی و شرایط بازار تغییر کند. برای اطلاع از **قیمت روز کیت بلیچینگ مطب ۴۰٪ UltraDent** و دریافت مشاوره پیش از خرید، می‌توانید با کارشناسان رایکا دنتال در ارتباط باشید. برای مقایسه بهتر هزینه‌ها، هنگام استعلام قیمت می‌توانید قیمت سایر محصولات مانند **بلیچینگ هوم اولترادنت** را نیز بررسی و با توجه به نوع درمان و نیاز بیمار، گزینه مناسب را انتخاب کنید.

شماره تماس: 09126647725



مشخصات بلیچینگ مطب اولترادنت

کیت UltraDent یک سفید کننده حرفه‌ای دندان برای استفاده در مطب است که از پراکسید هیدروژن ۴۰ درصد بهره می‌برد و بدون نیاز به نور یا لیزر فعال می‌شود. سیستم دو سرنگی و فرمول غلیظ ژل نیز امکان آماده‌سازی و استفاده دقیق‌تر را برای دندان‌پزشک فراهم می‌کند.

مشخصات	توضیحات
نوع سفیدکننده	سفیدکننده دندان در مطب با قدرت بالا
ماده فعال	پراکسید هیدروژن ۴۰٪
روش فعال‌سازی	فعال‌سازی شیمیایی بدون نیاز به نور یا لیزر
مدت زمان درمان	دستیابی به نتیجه در حدود ۴۰ دقیقه تا یک ساعت
رنگ ژل	قرمز و قابل مشاهده برای کنترل بهتر هنگام قرارگیری و برداشتن ژل

ویسکوزیته ژل	فرمول غلیظ برای جلوگیری از جاری شدن و پخش شدن ژل
روش آماده سازی	سیستم دو سرنگی برای مخلوط کردن و فعال سازی ژل پیش از استفاده
سری های قابل استفاده	™Black Mini و ™Micro 20 ga FX
میزان آب موجود در فرمول	حاوی حداقل ۲۰٪ آب برای کمک به حفظ رطوبت دندان ها
pH	دارای بافرهای تنظیم کننده برای حفظ pH نزدیک به حالت خنثی
ترکیبات مکمل	حاوی نیتрат پتاسیم و فلوراید
نیاز به نگهداری در یخچال	پیش از مخلوط شدن نیازی به نگهداری در یخچال ندارد
پایداری محصول	حفظ بخش عمده قدرت پراکسید در طول عمر مفید محصول
فاقد گلو تن	بله
وگان	بله، فاقد محصولات با منشأ حیوانی
نوع مصرف	مخصوص استفاده حرفه ای تحت نظارت دندان پزشک
قابلیت ترکیب با محصولات Opalescence	امکان استفاده در کنار سایر محصولات سفیدکننده Opalescence برای طراحی رژیم درمانی متناسب با بیمار

این محصول با توجه به فعال سازی شیمیایی، غلظت بالای ماده فعال و فرمول پایدار، برای سفید کردن حرفه ای دندان ها در مطب طراحی شده است. همچنین وجود آب در فرمولاسیون، نیترات پتاسیم و فلوراید به افزایش راحتی بیمار در طول فرایند درمان کمک می کند.

استفاده از UltraDent باید توسط دندان پزشک و طبق دستورالعمل محصول انجام شود تا فرایند سفید کردن با ایمنی و دقت مناسب انجام گیرد.



نحوه استفاده از کیت UltraDent

استفاده از کیت UltraDent یک فرایند حرفه‌ای است که باید طبق دستورالعمل سازنده و تحت نظارت دندانپزشک انجام شود. آماده‌سازی صحیح ژل، محافظت از بافت‌های نرم و رعایت ترتیب مراحل، برای دستیابی به نتیجه مطلوب اهمیت دارد.

مرحله ۱: آماده‌سازی و مخلوط کردن ژل

سرنگ‌ها را در صورت نیاز از یخچال خارج کرده و اجازه دهید پیش از مخلوط کردن به دمای اتاق برسند. سرنگ قرمز و شفاف را به درستی به یکدیگر متصل کرده و پس از اطمینان از اتصال ایمن، محتویات سرنگ قرمز را درون سرنگ شفاف بریزید. سپس مواد را با حرکت رفت و برگشتی، حداقل ۲۵ بار در هر طرف، به‌طور کامل با یکدیگر مخلوط کنید. استفاده از عینک و لباس محافظ برای دندانپزشک و بیمار ضروری است.

مرحله ۲: آماده‌سازی سرنگ حاوی ژل

تمام ژل مخلوط‌شده را به سرنگ قرمز منتقل کنید. سپس دو سرنگ را از یکدیگر جدا کرده و نوک Micro 20ga FX® را روی سرنگ قرمز قرار دهید. پیش از استفاده داخل دهان، جریان ژل را روی گاز یا پد مخلوط‌کننده بررسی کنید. در صورت وجود مقاومت، نوک را تعویض کرده و جریان را دوباره بررسی کنید.

مرحله ۳: آماده‌سازی بیمار و دندان‌ها

ابزار IsoBlock™ Ultradent و رترکتورهای پلاستیکی را در جای مناسب قرار دهید. سپس دندان‌ها را کاملاً شست‌وشو داده و با هوا خشک کنید.

مرحله ۴: محافظت از لثه

نوک Micro 20ga را با دقت به OpalDam® Green متصل کرده و جریان آن را بررسی کنید. یک لایه پیوسته از رزین را در امتداد لبه لثه قرار دهید، به‌گونه‌ای که حدود ۰.۵ میلی‌متر از مینای دندان را نیز بپوشاند.

مرحله ۵: پخت رزین محافظ

با استفاده از حرکت اسکن، رزین OpalDam Green را حدود ۲۰ ثانیه برای هر قوس با نور مناسب کیور کنید. سپس با استفاده از ابزار دندان‌پزشکی، از پخت کامل و استحکام رزین محافظ مطمئن شوید.

مرحله ۶: اعمال ژل سفیدکننده

لایه‌ای با ضخامت حدود ۰.۵ تا ۱ میلی‌متر از ژل سفیدکننده ۴۰ درصد را روی سطح لبی دندان‌ها و مقدار کمی روی سطوح انسیرال یا اکلوزال قرار دهید. اجازه دهید ژل حدود ۲۰ دقیقه روی دندان‌ها باقی بماند.

مرحله ۷: تکرار فرایند سفید کردن

در صورت نیاز، مرحله اعمال ژل را یک یا دو بار دیگر تکرار کنید تا به میزان سفیدشدگی مورد نظر برسید.

مرحله ۸: شست و شوی دندان‌ها

پس از پایان آخرین نوبت استفاده، تمام ژل قابل مشاهده را به‌طور کامل از روی دندان‌ها بردارید و دندان‌ها را به‌خوبی شست و شو دهید.

مرحله ۹: برداشتن رزین محافظ

نوک ابزار دندان پزشکی را به آرامی زیر OpalDam Green قرار دهید تا رزین از سطح دندان جدا شود. سپس نواحی بین دندانی را بررسی کنید و باقی مانده رزین را به طور کامل بردارید.

مرحله ۱۰: ارزیابی نتیجه نهایی

در پایان، تغییر رنگ دندان‌ها را ارزیابی کنید. در صورتی که بیمار به سفیدشدگی بیشتری نیاز داشته باشد و حساسیت قابل توجهی مشاهده نشود، دندان پزشکی می‌تواند در صورت صلاحدید، محصول مکمل مناسب برای ادامه سفید کردن در منزل را نیز ارائه دهد.

مزایای کیت UltraDent

کیت UltraDent با فعال سازی شیمیایی، بدون نیاز به نور یا لیزر برای فعال کردن ژل استفاده می‌شود. برخی از ویژگی های بلیچینگ مطب اولترادنت مانند فرمول غلیظ و قابل کنترل آن نیز به دندانپزشکان کمک می‌کند ژل را با دقت بیشتری روی دندان‌ها قرار دهند و فرایند سفید کردن را مدیریت کنند.

- فعال سازی شیمیایی ژل بدون نیاز به نور یا لیزر
- پراکسید هیدروژن ۴۰ درصد برای سفید کردن حرفه ای دندان‌ها
- عدم نیاز به نگهداری در یخچال پیش از مخلوط کردن اجزای ژل
- فرمول با ویسکوزیته بالا برای کنترل بهتر ژل هنگام استفاده
- کاهش احتمال پخش شدن ژل در اطراف ناحیه درمان
- رنگ قابل مشاهده ژل برای کمک به قرارگیری دقیق و بررسی کامل پوشش دندان
- استفاده آسان با سری Black Mini™ برای اعمال کنترل شده ژل
- حاوی حداقل ۲۰ درصد آب برای کمک به حفظ رطوبت و جلوگیری از کم آبی دندان
- حاوی نیترات پتاسیم و فلوراید برای افزایش راحتی بیمار در طول فرایند سفید کردن
- مناسب برای سفید کردن حرفه ای دندان در مطب
- فرمول وگان و فاقد ترکیبات با منشأ حیوانی
- فاقد گلوتن و دارای گواهی بدون گلوتن
- کنترل بهتر فرایند درمان به دلیل مشاهده پذیری و پایداری مناسب ژل
- کمک به افزایش راحتی بیمار در طول فرایند سفید کردن دندان



ویژگی های بلیچینگ مطب اولترادنت

ژل سفید کننده دندان Opalescence Boost برنده جایزه بهترین راه برای سفید کردن سریع دندان ها است. تنها با دو یا سه درمان 20 دقیقه ای فرمول قدرتمند پراکسید هیدروژن 40 درصد آن نتایج قابل توجهی را ارائه می دهد. این برای افرادی که به دنبال راه حل های سریع هستند و یا لکه های سرسختی روی دندان خود دارند، می تواند مفید باشد. مهم ترین ویژگی های این محصول را می توانید در ادامه بررسی کنید:

ویژگی محصول	توضیحات
فعال سازی شیمیایی	برای فعال شدن ژل نیازی به استفاده از نور ندارد
پراکسید هیدروژن 40٪	حاوی ژل پراکسید هیدروژن با غلظت 40 درصد
حاوی نیتрат پتاسیم و فلوراید	کمک به افزایش راحتی و مراقبت از دندان ها در فرایند سفید کردن

فرمول ضد پخش شدن	ژل پس از قرارگیری روی دندان، کنترل و پایداری مناسبی دارد
بدون نیاز به یخچال پیش از مخلوط شدن	نگهداری محصول پیش از آماده سازی به یخچال نیاز ندارد
وگان	فاقد محصولات با منشأ حیوانی
بدون گلوتن	دارای گواهی بدون گلوتن
سفیدکنندگی حرفه ای	مناسب برای سفید کردن حرفه ای دندان با مشاهده نتیجه در کوتاه ترین زمان ممکن

بسته بندی کیت سفیدکننده دندان ULTRADENT

کیت سفیدکننده دندان ULTRADENT در دو نوع INTRO KIT و Patient Kit عرضه می شود. محتویات هر بسته برای انجام فرآیند سفید کردن دندان در مطب طراحی شده و شامل سرنگ های مواد سفیدکننده، محافظ لثه و تجهیزات مورد نیاز برای اجرای درمان است.

محتویات بسته بندی INTRO KIT

این بسته برای ۲ بیمار و ۴ فک در نظر گرفته شده و شامل موارد زیر است:

- ۴ عدد سرنگ اکتیویتر سفیدرنگ
- ۴ عدد سرنگ قرمز رنگ ماده سفیدکننده، هر کدام با حجم ۱.۲ میلی لیتر
- ۲ عدد سرنگ سبز رنگ OpalDam برای محافظت از لثه، هر کدام با حجم ۱.۲ میلی لیتر
- ۲ عدد IsoBlock برای نگه داشتن زبان بیمار
- ۲ عدد راهنمای شید رنگ برای تعیین و مقایسه رنگ دندان
- ۲ عدد وکیوم آداپتور برای اتصال به ساکشن یونیت و جمع آوری مواد سفیدکننده
- ۲۰ عدد نوک برس دار مخصوص قرار دادن ژل سفیدکننده روی دندان
- ۲ عدد نوک اضافی
- ۲ عدد تیپ SST

محتویات بسته بندی Patient Kit

کیت تک نفره Patient Kit برای انجام یک جلسه سفید کردن دندان با ژل Opalescence Boost با پراکسید هیدروژن ۴۰ درصد شامل موارد زیر است:

- ۲ عدد سرنگ اکتیویتر Boost
- ۱ عدد سرنگ OpalDam برای محافظت از لثه
- ۱ عدد IsoBlock برای نگه داشتن زبان
- ۱ عدد راهنمای شید رنگ
- ۱۰ عدد نوک مخصوص اعمال ژل



راهنمای خرید بلیچینگ مطب اولترادنت

همواره برای خرید بلیچینگ مطب اولترادنت با کیفیت بالا یا محصولات از این قبیل پیشنهاد می شود به فروشگاه های تخصصی تجهیزات دندان پزشکی یا فروشگاه های آنلاین معتبر مراجعه کنید. چرا که تنها فروشگاه های معتبر و با سابقه ای مانند رایکادنتال این گونه محصولات را با تضمین کیفیت و اصالت کالا عرضه می کنند.

برخی از مهم‌ترین نکته‌ها و عواملی که باید هنگام خرید کیت بلیچینگ مطب ۴۰٪ UltraDent به آن‌ها دقت کنید عبارتند از:

- اعتبار و سابقه فروشگاه
- اصالت برند و محصول
- تاریخ تولید و انقضا
- شرایط نگهداری محصول
- سلامت و پلمپ بودن بسته‌بندی
- بررسی کامل محتویات کیت
- غلظت ۴۰ درصدی پراکسید هیدروژن
- کیفیت و اعتبار برند تولیدکننده
- قیمت روز و مقایسه با فروشگاه‌های معتبر
- امکان دریافت مشاوره تخصصی پیش از خرید

در هنگام خرید مواد بلیچینگ، کیت بلیچینگ **White Smile** نیز می‌تواند به‌عنوان یکی از گزینه‌های مناسب برای استفاده حرفه‌ای در نظر گرفته شود.

خرید کیت بلیچینگ UltraDent از رایکا دنتال

رایکا دنتال یکی از فروشگاه‌های تخصصی در زمینه تجهیزات، مواد و لوازم دندان‌پزشکی است. برای خرید کیت بلیچینگ مطب ۴۰٪ UltraDent می‌توانید مشخصات محصول، محتویات بسته‌بندی و قیمت روز آن را در رایکا دنتال بررسی کنید و در صورت نیاز، پیش از خرید از کارشناسان فروش مشاوره بگیرید.

مزایای خرید کیت UltraDent از رایکا دنتال عبارت‌اند از:

- تضمین اصالت کالا
- ارائه محصولات باکیفیت
- بررسی تاریخ انقضا
- قیمت رقابتی و به‌روز
- مشاوره پیش از خرید
- ارسال سریع سفارش
- دسترسی به محصولات تخصصی دندان‌پزشکی
- پشتیبانی کارشناسان فروش

1. آیا کیت UltraDent برای استفاده در منزل مناسب است؟

خیر. این محصول برای سفید کردن حرفه‌ای دندان در مطب طراحی شده و استفاده از آن باید توسط دندان‌پزشک و مطابق دستورالعمل سازنده انجام شود.

2. کیت UltraDent برای چه بیمارانی مناسب نیست؟

انتخاب این محصول به شرایط دهان و دندان بیمار، علت تغییر رنگ دندان‌ها و وضعیت بافت‌های دهان بستگی دارد. دندان‌پزشک باید پیش از درمان، مناسب بودن بلیچینگ را ارزیابی کند.

3. آیا کیت UltraDent روی روکش، لمینت و کامپوزیت اثر سفیدکنندگی دارد؟

خیر. مواد بلیچینگ روی ساختارهای ترمیمی مانند روکش، لمینت و کامپوزیت مانند دندان طبیعی اثر سفیدکنندگی ندارند.

4. ماندگاری نتیجه بلیچینگ با UltraDent چقدر است؟

مدت ماندگاری نتیجه به عواملی مانند عادات غذایی، مصرف مواد رنگی، بهداشت دهان و شرایط دندان‌های بیمار بستگی دارد و برای همه افراد یکسان نیست.