

زمانی که پوسیدگی و عفونت به ریشه دندان برسد، کانال ریشه به محل تجمع باکتری تبدیل می‌شود. همین مسئله موجب مسدود شدن کانال ریشه می‌شود. برای پاکسازی کانال ریشه، حذف باکتری‌ها و ایجاد فضای مناسب برای پر کردن مواد حاشیه‌ای و آغاز مراحل پر کردن کانال ریشه از فایل‌های روتاری استفاده می‌شود. فایل روتاری SP1 محبوبیت قابل توجهی در بین متخصصان دندان پزشکی به دست آورده است. این ابزار پیشرفته با آماده سازی کانال ریشه انقلابی در این زمینه ایجاد کرده‌اند. این پیشرفت‌ها در شرکت fanta dental کشور چین منجر به ساخت ابزار فایل روتاری اس پی وان شده است. فایل روتاری sp1 با انعطاف پذیری، کارایی و ایمنی بالایی نسبت به سایرین ایجاد شدند.

فایل روتاری sp1 با داشتن مشخصات و ویژگی‌های فنی خاصی مانند قابلیت انعطاف پذیری و چرخش به منظور بهتر از بین بردن باکتری‌ها و به کار رفتن تکنیک فناوری پیشرفته آلیاژ حافظه دار، کمک بزرگی به جامعه دندان پزشکان کرده است. همچنین فایل روتاری sp1 به علت جنس مواد سازنده و مقاوت بالایی که دارد، بسیاری از چالش‌ها از قبیل شکستن یا گیر کردن فایل روتاری در لثه را از بین می‌برد و اطمینان خاطر زیادی برای دندان پزشکان و بیماران ایجاد می‌کند. به دلیل ویژگی‌های طراحی منحصر به فرد، فایل روتاری sp1، مناسب پزشکان برای کانال‌های آناتومیک یا منحنی است.

معرفی فایل روتاری SP1

فایل روتاری SP1 با وزن ۳.۸ گرم دارای اندازه‌های Sx تا F3 به منظور ارائه دقت و کارایی در طی مراحل ترمیمی ریشه طراحی شده است. این مدل به دلیل انعطاف پذیری فوق العاده خود مشهور است و می‌تواند در همه کانال‌ها و به ویژه کانال‌های بزرگ مورد استفاده قرار بگیرد. در هر بسته از این مدل ۶ عدد فایل وجود دارد و سرعت پیشنهادی برای آن ۳۰۰ تا ۳۵۰ دور در دقیقه است. رنگ طلایی فایل‌های روتاری نتیجه پردازش سطحی پیشرفته است که باعث می‌شود فایل‌ها با راندمان برش بسیار عالی، عملکرد فوق‌العاده‌ای را ارائه دهند.



مشخصات فنی و ویژگی های فایل روتاری اس پی وان

- فایل روتاری SP1 با ویژگی های مختلفی تولید می شود که موجب تمایزهایی در کارایی آن ایجاد می کند. بهتر است این بخش را با دقت مطالعه کنید تا هنگام خرید فایل روتاری SP1 دچار مشکل نشوید.
- سرعت چرخش بین ۳۰۰ تا ۳۵۰ دور در دقیقه
- بسته بندی ۶ عددی
- طول فایل ۲۵ میلیمتر
- محدوده تورک ۲ نیوتن بر سانتی متر
- برای کانال های مستقیم، فایل روتاری اس پی وان به آرامی در کانال می چرخند و باکتری ها را از بین می برد.
- انعطاف پذیری فایل روتاری SP1 همچنین امکان تمیز کردن و شکل دهی موثر در کانال ها را فراهم می کند.
- تکنیک فناوری پیشرفته آلیاژ حافظه دار با رنگ طلایی تیره ظریف.
- نوک غیر برشی می تواند پوسیدگی های کانال دندان را به سمت بالا بیاورد و از هل دادن آن در جهت آپیکال جلوگیری کند.

موارد ذکر شده برخی از مهم ترین و پراهمیت ترین ویژگی های فایل روتاری sp1 می باشد. این ویژگی ها به همراه کیفیت ساخت مرغوب این فایل روتاری، آن را تبدیل به یکی از پر فروش ترین محصولات دندان پزشکی کرده است.

به نقل از سایت dentsupply

Unique Specification:

Endo Stop: Mark the place of canal length and identify the direction of file bending
Top Precision Auto Manufacturing: Advanced control memory alloy tech, A-H wire; Improved resistant; Much better cyclic fatigue resistance; Reserve more dentine
Inactive Tip: Advanced tip process to avoid forming steps; Suitable for curved canals

مشخصات منحصر به فرد:

Endo Stop: محل طول کانال را علامت بزنید و جهت خم شدن سوهان را مشخص کنید
تولید خودکار با دقت بالا: فناوری آلیاژ حافظه کنترل پیشرفته، سیم A-H. مقاوم بهبود یافته؛ مقاومت در برابر خستگی چرخه ای بسیار بهتر؛ عاج بیشتری رزرو کنید
نکته غیرفعال: فرآیند نوک پیشرفته برای جلوگیری از تشکیل مراحل. مناسب برای کانال های خمیده



مزایا فایل روتاری SP1

با توجه به ویژگی های ذکر شده از فایل SP1 ، اهمیت استفاده از آن توسط دندان پزشکان به طور قابل توجهی ای درک شده است. این فایل های روتاری دارای مزایای ظاهری و فنی خاصی می باشند که آن ها را به نسبت سایر فایل های روتاری متمایز می کند.

- کارایی در کانال های محو شده، کلسیفیه و انحنای شدید.
- 35% در برابر خستگی چرخه ای مقاوم تر است.
- از جنس نیکل تیتانیوم با مقاومت بالا
- صرفه جویی در زمان

وجود هر یک از ویژگی ها و مزایای فوق به افزایش ایمنی و موفقیت کار و کاهش آسیب ها و عوارض هنگام کار کمک شایانی می کند.

معایب فایل روتاری SP1

به دلیل استفاده از مواد فلزی در فایل روتاری اس پی وان، خطر شکستگی در صورت استفاده نادرست یا در شرایط خاص وجود دارد.

قیمت فایل روتاری اس پی وان

فایل روتاری SP1 یکی از با کیفیت ترین محصولات برای پاکسازی کانال ریشه می باشد. با توجه به اینکه این محصول، ساخت کشور ژاپن می باشد، قیمت آن نیز با توجه به نوسانات قیمت ارز متغیر است. فایل روتاری اس پی وان با بهره گیری از بهترین مواد اولیه ساخته شده که همین امر تاثیر قابل توجه ای بر قیمت این محصول دارد. همچنین تکنولوژی های جدید ساخت فایل روتاری که در تولید این محصول به کار رفته است، از دیگر عوامل تاثیرگذار بر قیمت آن می باشد. در ادامه به طور جامع این موارد را شرح می دهیم.

- **مواد اولیه با کیفیت:** استفاده از بهترین مواد اولیه در تولید فایل های روتاری SP1 می تواند تاثیر مستقیمی بر قیمت نهایی داشته باشد.
- **فناوری تولید:** بهره گیری از تکنولوژی های پیشرفته در فرآیند ساخت فایل های روتاری SP1 می تواند به افزایش کیفیت و عملکرد آنها منجر شود، اما در عین حال ممکن است قیمت آنها را افزایش دهد.
- **انعطاف پذیری و مقاومت:** ویژگی هایی مانند انعطاف پذیری و مقاومت بالا نیز در تعیین قیمت فایل های SP1 تاثیرگذار هستند.
- **محیط جغرافیایی:** قیمت محصولات دندان پزشکی در هر شهر و کشور با توجه به هزینه های باربری و قیمت ارز متفاوت است.

می توانید جهت استعلام قیمت فایل SP1 با مشاوران سایت **رایکا دنتال** ارتباط برقرار کنید.

خرید فایل روتاری SP1

اصل بودن فایل روتاری sp1 همانند سایر ابزار ها و تجهیزات دندان پزشکی از اهمیت بالایی برخوردار می باشد. از آنجا که نمونه اصلی این محصول از کیفیت ساخت فوالعاده ای بهره مند است و کاربردهای زیادی در دندان پزشکی ها دارد و به لثه و دندان های بیمار آسیب نمی زند، خرید **sp1 rotary file** از یک فروشگاه معتبر و با سابقه اهمیت قابل توجه ای دارد.

هنگام خرید فایل روتاری sp1 توجه به موارد زیر حائز اهمیت است.

- **اصالت محصول:** اطمینان حاصل کنید که فایل های روتاری SP1 که خریداری می کنید اصل و از منابع معتبر تامین شده اند.
- **کیفیت و استاندارد:** دقت کنید که فایل های روتاری SP1 با استانداردهای لازم تطابق دارند و از کیفیت ساخت بالایی برخوردارند.

- **مشاوره تخصصی:** اگر با نحوه استفاده یا انتخاب فایل روتاری SP1 آشنا نیستید، بهتر است از فروشندگان مشاوره بگیرید تا انتخاب صحیح داشته باشید.
- **مقایسه قیمت:** قیمت فایل‌های روتاری SP1 را در میان چند فروشنده مختلف مقایسه کنید و از بهترین قیمت و شرایط خرید بهره‌مند شوید.
- **خدمات پس از فروش:** اطمینان حاصل کنید که فروشنده ارائه خدمات پس از فروش مطلوبی دارد و در صورت نیاز به پشتیبانی، در دسترس است.

رایکا دنتال، یکی از معتبرترین برندهای لوازم دندانپزشکی برای خرید محصول در کرج است که محصولاتی باکیفیت و مطابق با استانداردهای روز دنیا را به فروش می‌رساند. برای خرید فایل روتاری SP1، کفایت فایل روتاری اس پی وان را به سبد خرید خود در وب سایت ما که یک مرجع فروش لوازم دندانپزشکی محسوب می‌شود، اضافه کنید.



نمایندگی فایل روتاری SP1

رایکا دنتال، یکی از معتبرترین نمایندگان و تامین‌کنندگان فایل‌های روتاری SP1 در کشور است. این فروشگاه با سابقه درخشان و تضمین کیفیت، امکان سفارش آنلاین و حضوری فایل‌های روتاری SP1 را ارائه می‌دهد. تیم متخصص رایکا دنتال همواره آماده مشاوره و ارائه خدمات با کیفیت به مشتریان خود می‌باشد.

خرید فایل روتاری SP1 در کرج

به شدت افتخار داریم که فایل روتاری SP1 که یکی از تجهیزات کاربردی دندانپزشکی است، را به شما عرضه می‌کنیم. این محصول، با کیفیت بالا و قابلیت‌های منحصر به فردی که داراست دائماً مورد نیاز دندان پزشکان است. در صورتی که در شهر کرج ساکن هستید، می‌توانید به صورت حضوری از فروشگاه ما دیدن کنید و مشاوره حضوری از تیم متخصص ما دریافت کنید. در غیر این صورت، با افتخار امکان سفارش آنلاین از طریق وبسایت **رایکا دنتال** را به شما اعلام می‌کنیم. با یک کلیک ساده، می‌توانید فایل روتاری SP1 را به سبد خرید خود اضافه کرده و به راحتی و ایمن اقدام به پرداخت و ارسال آن بپردازید.

با تشکر از انتخاب شما و اعتماد به خدمات ما.