

یکی از بهترین و سریع‌ترین روش‌ها برای اصلاح مشکلاتی مانند بدرنگی، فاصله بین دندان‌ها و فرم نامناسب آن‌ها، استفاده از کامپوزیت است. در این روش دندان‌پزشکی ترمیمی، معمولاً نیازی به تراش دادن کل ساختار دندان وجود ندارد و متخصص با استفاده از مواد مخصوص، شکل ظاهری دندان‌ها را به بهترین شکل فرم می‌دهد. در میان برندهای مختلف بازار، کامپوزیت M Z250 3 به عنوان یک محصول فوق‌العاده باکیفیت از ایالات متحده آمریکا، توانسته نظر بسیاری از متخصصان و مراجعان را به خود جلب کند.

اگر به دنبال محصولی هستید که زیبایی ظاهری و دوام طولانی‌مدت را به طور همزمان برای شما به همراه داشته باشد، این مدل می‌تواند بهترین انتخاب ممکن باشد. کامپوزیت تری ام مقاومت بسیار بالایی در برابر سایش‌های روزمره و ضربه دارد و با داشتن سایه رنگ‌های متنوع و طبیعی، به خوبی با دندان‌های فرد هماهنگ می‌شود. این ماده علاوه بر استحکام بخشیدن به دندان‌ها و پر کردن حفره‌های ناشی از پوسیدگی، لبخندی زیبا را به شما هدیه می‌دهد؛ پس برای شناخت مزایای خرید کامپوزیت M Z2503، در ادامه مطلب با همراه ما باشید.



معرفی کامپوزیت آمریکایی M Z2503

کامپوزیت M Z250 3 یک ماده ترمیم‌کننده و هم‌رنگ دندان است که در دسته کامپوزیت‌های میکروهیبرید یونیورسال قرار می‌گیرد. در ساختار این محصول از فیلرهای زیرکونیا و سیلیکا استفاده شده است که پوشش‌دهی و اپاسیتی بسیار خوبی ایجاد می‌کنند تا ترمیم دندان کاملاً طبیعی به نظر برسد. یکی از مزایای خرید کامپوزیت M Z2503، عدم چسبندگی مواد به ابزار دندان‌پزشکی (اینسترومنت) در حین کار است که باعث می‌شود فرم‌دهی و هندلینگ مواد برای دندان‌پزشک بسیار راحت و سریع پیش برود.



دوام و طول عمر کامپوزیت M Z2503

یکی از دغدغه‌های اصلی بیماران و دندان‌پزشکان هنگام انتخاب مواد ترمیمی، میزان ماندگاری آن روی دندان است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که دوام و طول عمر کامپوزیت M Z250 3 به دلیل ساختار میکروهیبریدی منحصربه‌فرد و مقاومت فیزیکی بالا، بسیار ایده‌آل است و در صورت رعایت بهداشت دهان و دندان از سوی بیمار، می‌تواند سال‌های طولانی بدون تغییر شکل یا شکستگی باقی بماند.

این محصول آمریکایی در برابر فشارهای سنگین جویدن در دندان‌های عقب و استرس‌های اکلوژالی مقاومت فوق‌العاده‌ای دارد و به راحتی دچار سایش نمی‌شود که این ویژگی، ارزش خرید آن را دوچندان می‌کند.

ویژگی های کامپوزیت M Z2503

این کامپوزیت، با داشتن استحکام بالا و حداقل جذب آب، به عنوان یکی از کامپوزیت های با کیفیت برای پر کردن حفره ها و پوشیدگی های دندان های خلفی و قدامی شناخته می شود. کامپوزیت z250 دارای 12 طیف رنگی برای تطابق هر چه بیشتر با رنگ طبیعی دندان ها می باشد. مزایای این محصول در جدول زیر آورده شده است.

مزایا کامپوزیت M Z2503

 عدم چسبندگی مواد به اینسترومنت

 مقاومت بالا در برابر سایش، فشار جویدن و...

 دارای فیلر های زیرکونیا و سیسلیکا با هدف رسیدن به پوشش بالا

 سهولت استفاده

 این محصول از 60 درصد حجمی فیلر معدنی زیرکونیم-سیلیکا با اندازه ذرات 0.01 تا 3.5 میکرومتر، تشکیل شده است.

 میکروهیبرید

 دارای طیف رنگی گسترده برای تطبیق با رنگ دندان ها

 تشکیل شده از رزین های UDMA, BIS-GMA, BIS-EMA

رنگ بندی کامپوزیت M Z2503

کامپوزیت M 3 دارای دوازده رنگ است. تمام سایه رنگ‌های این کامپوزیت شفاف و فلورسنت هستند به جز دو سایه رنگ که مات هستند. کامپوزیت تری ام یکی از بهترین کامپوزیت‌ها محسوب می‌شود که رنگ‌های آن تطابق پذیری بالایی با رنگ دندان‌های طبیعی دارند و اگر رنگ مناسبی انتخاب کنید کمتر کسی متوجه کامپوزیت دندان شما می‌شود. رنگ‌های محبوب نزد مراجعه کنندگان و دندان پزشکان این کامپوزیت به شرح زیر است.

- A1 •
- A2 •
- A3 •
- A3.5 •
- A4 •
- B1 •
- B2 •
- B3 •
- C2 •
- D3 •
- OA2 •
- OA3 •

کاربرد کامپوزیت M Z2503

این محصول آمریکایی به دلیل داشتن ساختار میکرو هیبریدی و مقاومت فیزیکی بالا، برای انجام طیف وسیعی از درمان‌های دندان پزشکی ترمیمی و زیبایی مناسب است. فرقی نمی‌کند که دندان پزشک بخواهد دندان‌های آسیا (آسیاب) را که تحت فشار سنگین جویدن هستند بازسازی کند یا به ترمیم دندان‌های جلویی بپردازد؛ این ماده به خوبی پاسخگوی نیازها خواهد بود.

ساختار منعطف و در عین حال مستحکم آن، کار را برای رفع پوسیدگی‌های مختلف بسیار آسان می‌کند. آشنایی با کاربردهای کامپوزیت M Z250 3 به متخصصان کمک می‌کند تا در درمان‌های مستقیم و اصلاح طرح لبخند مراجعان، بهترین خروجی را دریافت کنند که موارد اصلی آن را در ادامه مشاهده می‌کنید:

کاربرد کامپوزیت M Z2503

ترمیم مستقیم دندان های قدامی 

✓ ترمیم دندان های خلفی

✓ تغییر ظاهر دندان

✓ پرکردن حفره های ناشی از پوسیدگی و...

✓ باندینگ و روکش

✓ درمان لق شدگی دندان با استفاده از رزین کامپوزیت

قیمت کامپوزیت 3M Z250

با توجه به کیفیت بالای این محصول و نوسانات قیمت ارز، قیمت نهایی کامپوزیت تری ام نیز تغییرات زیادی دارد. این کامپوزیت محصول کشور آمریکا بوده و به صورت سرنگ های تک عددی با وزن 4 گرم به فروش می رسد. قیمت کامپوزیت 3M Z250 در هر یک از این سرنگ ها در حال حاضر در حدود 1.800.000 (یک میلیون و هشتصد هزار تومان) است.

برای خرید در بهترین قیمت کامپوزیت تری ام این محصول به ابتدای این صفحه مراجعه کرده و کامپوزیت 3M Z250 را به سبد خرید خود اضافه کنید. [رایکا دنتال](#) با ارائه پشتیبانی و تضمین کیفیت، در کمترین زمان ممکن این محصول را به دست شما خواهد رساند.

شما می توانید برای استعلام قیمت کالای مد نظرتان با شماره [09126647725](tel:09126647725)، تماس بگیرید.



راهنمای خرید کامپوزیت M Z2503

دندان‌پزشکان گرامی برای خرید کامپوزیت M Z2503، باید به نکات مهمی توجه کنند تا بتوانند بر اساس نیاز مطب خود بهترین انتخاب را داشته باشند. این کالا به دلیل کاربرد وسیعی که در دندان‌پزشکی زیبایی و ترمیمی دارد، در شیدهای رنگی متنوعی تولید می‌شود که انتخاب ترکیب رنگی مناسب با دندان مراجعان اولین قدم در خرید است. علاوه بر این، بررسی اصالت کالا و تاریخ انقضای درج‌شده روی سرنگ بسیار اهمیت دارد، چرا که مواد فیک یا تاریخ‌گذشته ماندگاری پایینی دارند و به سلامت بیمار آسیب می‌زنند؛ بنابراین برای داشتن یک خرید موفق، حتماً اولویت‌های زیر را مدنظر قرار دهید:

- **انتخاب شید رنگی مناسب:** هماهنگی رنگ کامپوزیت با دندان‌های طبیعی بیمار برای دندان‌های جلو و عقب اهمیت بالایی دارد.
- **بررسی اصالت و تاریخ انقضا:** توجه به هولوگرام و تاریخ مصرف معتبر، تضمینی برای کیفیت و دوام ترمیم است.
- **تهیه از مراجع تخصصی:** برای دوری از محصولات تقلبی، خرید خود را از فروشگاه‌های باسابقه انجام دهید.

چرا کامپوزیت M Z2503 را از رایکا دنتال بخریم؟ فروشگاه تجهیزات دندان‌پزشکی رایکا دنتال با حذف واسطه‌ها، بستری امن را فراهم کرده تا دندان‌پزشکان محترم بتوانند به راحتی به ملزومات اورجینال دسترسی داشته باشند. با ثبت سفارش در مجموعه رایکا دنتال، شما محصول مورد نظر خود را با هولوگرام اصالت کالا و بسته‌بندی کاملاً استاندارد تحویل می‌گیرید که این امر رضایت مراجعان و ارتقای کیفیت خدمات درمانی کلینیک شما را به همراه دارد.



خرید کامپوزیت M Z250 3 از رایکا دنتال

در نهایت، تهیه این محصول ترمیمی باکیفیت به عنوان یک راهکار مطمئن برای دندان‌پزشکان، دغدغه دسترسی به ملزومات اورجینال را کاملاً برطرف می‌کند. متقاضیان و دندان‌پزشکان محترم ساکن در شهر کرج و تهران برای خرید این کالا می‌توانند به صورت حضوری به فروشگاه تجهیزات دندان‌پزشکی رایکا دنتال مراجعه کرده و محصول مورد نظر خود را پس از بررسی دقیق و دریافت مشورت از کارشناسان ما تهیه کنند.

از طرفی، برای افرادی که در سایر شهرهای ایران زندگی می‌کنند یا زمان کافی برای مراجعه حضوری ندارند، سیستم خرید آنلاین روی وبسایت رایکا دنتال فعال شده است تا بتوانند به راحتی و در هر ساعتی از شبانه‌روز سفارش خود را ثبت کنند. مجموعه ما با فراهم کردن مزایایی همچون تضمین قطعی اصالت کالا، قیمت رقابتی و دست اول بازار، انبارداری و نگهداری مواد ترمیمی در شرایط دمایی کاملاً استاندارد و ارسال فوق‌العاده سریع (حداکثر تا ۲۴ ساعت پس از ثبت سفارش)، بستری مطمئن را برای شما عزیزان آماده کرده است تا تجربه خریدی آسان را داشته باشید.

سوالات متداول

آیا کامپوزیت M Z250 3 در برابر نوشیدنی‌های رنگی مثل قهوه زود تغییر رنگ می‌دهد؟

خیر؛ این محصول به دلیل فشردگی بالا و پولیش‌پذیری فوق‌العاده، مقاومت بسیار خوبی در برابر جذب رنگدانه دارد و در صورت رعایت بهداشت، رنگ خود را به خوبی حفظ می‌کند.

زمان دقیق لازم برای لایت‌کیور کردن هر لایه از این کامپوزیت چقدر است؟

برای لایه‌هایی با ضخامت ۲ میلی‌متر، حدود ۲۰ ثانیه تابش نور با دستگاه‌های لایت‌کیور استاندارد (با شدت بالای ۴۰۰ میلی‌وات) کافی است.

آیا می‌توان از کامپوزیت تری ام Z250 برای بازسازی دندان‌های شیری کودکان استفاده کرد؟

بله؛ این محصول به دلیل استحکام بالا در برابر جویدن و عدم ایجاد حساسیت، یک گزینه بسیار عالی برای ترمیم دندان‌های آسیاب شیری کودکان است.

تاریخ انقضای سرنگ‌های کامپوزیت M Z250 3 معمولاً چقدر است؟

این کامپوزیت‌ها در صورت نگهداری در شرایط دمایی مناسب (دور از نور مستقیم و گرما)، معمولاً بین ۳ تا ۵ سال از تاریخ تولید انقضا دارند.

شید رنگی ماتی که برای دندان‌های خلفی در این برند استفاده می‌شود کدام است؟

برای ترمیم دندان‌های عقب که نیاز به پوشش دادن تاریکی داخل دهان دارند، شید رنگی UD (دنتین جهانی) بهترین گزینه مات در این محصول است.