

کامپوزیت P60 3M یک ماده ترمیمی لایت کیور و نانوهیبریدی بسیار باکیفیت ساخت کمپانی تری ام آمریکا است که به دلیل برخورداری از استحکام فوق العاده و ساختار متراکم، به طور ویژه برای ترمیم پوسیدگی های کلاس ۱ و ۲ دندان های خلفی (آسیاب) طراحی و تولید شده است. دندان های عقب دهان به دلیل نقش اصلی در جویدن غذا، همواره تحت فشار سنگین و سایش مداوم قرار دارند؛ از این رو انتخاب یک ماده با دوام و پایدار برای آن ها اهمیت بالایی دارد.

کامپوزیت P60 3M با ویژگی های فیزیکی منحصربه فردی مانند انقباض پلیمری بسیار کم، به خوبی ساختار آسیب دیده دندان های عقب را بازسازی کرده و احتمال بروز حساسیت های بعدی را به حداقل می رساند.



معرفی کامپوزیت P603 M

انتخاب یک ماده ترمیمی مناسب برای دندان های عقب دهان، نیازمند متریالی است که در گذر زمان و تحت فشارهای مداوم دچار فرسایش نشود. کامپوزیت P60 3M دقیقاً با همین هدف به عنوان یک کامپوزیت لایت کیور، رادیوپاک و فشرده شونده (Packable) طراحی شده است که در ساختار نانوهیبریدی قرار دارد.

این محصول به دلیل بهره مندی از فیلرهای متراکم، مقاومت مکانیکی شگفت انگیزی در برابر سایش دارد و به دندانپزشک شرایطی را می دهد تا بدون نگرانی از تغییر شکل ماده، آن را درون حفره های دندان کلاس ۱ و ۲ فرم دهد. از سوی دیگر، سرعت بالای پلیمریزاسیون در کنار تنوع شیدهای رنگی طبیعی، این کامپوزیت آمریکایی را به یکی از کاربردی ترین گزینه ها برای بازسازی بی نقص دندان های آسیاب تبدیل کرده است.



ویژگی و مشخصات کامپوزیت P603 M

زمانی که به ویژگی های کامپوزیت P60 تری ام نگاه می کنیم، کاملاً مشخص است چرا دندانپزشکان برای دندان های عقب به این محصول اعتماد می کنند. این ماده به شکلی فرموله شده که کار را برای پزشک راحت و نتیجه را برای بیمار بسیار بادوام کند. برای اینکه دید بهتری نسبت به این محصول داشته باشید، تمام جزئیات و ویژگی های کامپوزیت P60 3M را در ادامه به طور کامل و جامع توضیح دادیم:

- **میزان انقباض بسیار کم (Shrinkage) حدود ۱ درصد:** (یکی از مشخصات کامپوزیت P60 3M که ایمنی درمان را بالا می برد، انقباض ناچیز آن هنگام تابش نور لایت کیور است. این ویژگی باعث می شود که پس از اتمام کار، بین ماده ترمیمی و دیواره دندان هیچ فاصله ای ایجاد نشود؛ در نتیجه بیمار به هیچ وجه دچار حساسیت های شایع سرمایی و گرمایی نخواهد شد.

- **سرعت بالای پلیمریزاسیون (کیورینگ سریع):** این محصول در زمان دندانپزشک و بیمار به شدت صرفه جویی می کند. برای سفت شدن یک لایه با ضخامت ۲.۵ میلی متر از این ماده، تنها به ۲۰ ثانیه زمان نیاز است که روند درمان را بسیار سریع و آسان می کند.
- **مقاومت فوق العاده در برابر سایش و فشار:** دندان های آسیاب (خلفی) مسئول اصلی جویدن غذا هستند و مدام تحت فشارهای سنگین قرار دارند. فیلر معدنی زیر کونیوم و سیلیس در این محصول سبب شده تا ساختاری فوق العاده مستحکم داشته باشد و در طولانی مدت دچار ساییدگی، شکستگی یا تغییر شکل نشود.
- **هندلینگ عالی و قابلیت فشرده سازی (Packable):** قوام خمیری و متراکم این کامپوزیت کاربری بسیار راحتی دارد. به قلم دندانپزشک نمی چسبد، کش نمی آید و به راحتی تمام زوایای حفره های عمیق دندانانی کلاس ۱ و ۲ را پر می کند و شکل آناتومیک دندان را به خود می گیرد.
- **چسبندگی و تطابق حاشیه ای عالی:** این ماده پیوند بسیار قوی با مینا و عاج دندان برقرار می کند. این چسبندگی بالا مانع از ایجاد درز در حاشیه ها شده و خطر نفوذ مجدد باکتری ها و پوسیدگی ثانویه را به صفر می رساند.
- **سطح پرداخت پذیر و صیقلی:** پس از اتمام ترمیم، سطح آن به خوبی قابلیت پولیش و پرداخت دارد تا کاملاً صیقلی شود. این کاربری راحت در کنار رنگ های طبیعی، ظاهری یکدست با بقیه دندان ها ایجاد می کند.

به نقل از وبسایت www.3m.com

Excellent wear resistance and strength means you can be confident of long-lasting posterior restorations

این محصول با مقاومت در برابر سایش و استحکام عالی، می تواند برای ترمیم های خلفی طولانی مدت مناسب باشد.

کاربرد کامپوزیت 3M P60 M

همانطور که در بخش های قبلی اشاره کرده بودیم، این محصول به دلیل ساختار فشرده و مقاومت فیزیکی بالایی که دارد، یک ابزار تخصصی و کلیدی برای ترمیم دندان های بخش عقب دهان به شمار می رود. ساختار متراکم این ماده باعث شده تا کارایی فوق العاده ای در درمان های ترمیمی داشته باشد. مهم ترین موارد استفاده و کاربردهای کامپوزیت 3M P60 عبارتند از:

- **ترمیم مستقیم دندان‌های خلفی:** اصلی‌ترین کاربرد این محصول، پر کردن و بازسازی پوشیدگی‌های کلاس I و کلاس II در دندان‌های آسیاب کوچک و بزرگ است.
- **ترمیم دندان‌های تحت فشار و پر استرس:** این ماده بهترین گزینه برای پوشش‌دهی و بازسازی دندان‌های آسیابی است که در طول روز بیشترین نیروی جویدن و فشار را تحمل می‌کنند.
- **بازسازی دندان‌های آسیاب شکسته:** به دلیل شکل‌پذیری و چسبندگی عالی، برای پر کردن لبه‌های شکسته یا آسیب‌دیده دندان‌های عقب دهان بسیار کارآمد است.
- **ساخت کور بیلداپ (Core Build-up):** دندانپزشکان از این کامپوزیت متراکم برای بازسازی تاج دندان‌هایی که تخریب زیادی داشته‌اند و قرار است زیر روکش بروند، استفاده می‌کنند.



کامپوزیت 3M P60 برای چه کسانی مناسب است؟

این محصول یک ماده ترمیمی تخصصی و باکیفیت است که ویژگی‌های ساختاری آن، استفاده از آن را برای گروه‌های خاصی از بیماران بسیار ایده‌آل می‌کند. این کامپوزیت برای افراد زیر بهترین انتخاب محسوب می‌شود:

- **بیمارانی با پوسیدگی‌های وسیع دندان‌های عقب:** افرادی که دندان‌های آسیاب (خلفی) آن‌ها دچار پوسیدگی‌های کلاس 1 و 2 عمیق شده است، به دلیل استحکام بالای این ماده در برابر فشارهای جویدن، گزینه‌ای عالی برای این درمان هستند.
- **افراد مبتلا به دندان‌قروچه خفیف یا سایش شدید دندان:** کسانی که به دلیل عادات دهانی یا ساختار فک، فشار زیادی به دندان‌های آسیاب خود وارد می‌کنند، می‌توانند از مقاومت فوق‌العاده این محصول در برابر ساییدگی بهره‌مند شوند.
- **بیمارانی که خواهان تعویض آمالگام هستند:** برای افرادی که می‌خواهند پرشدگی‌های فلزی و تیره قدیمی خود را با یک ماده هم‌رنگ دندان اما به همان اندازه مستحکم جایگزین کنند، این محصول بهترین پیشنهاد است.
- **افرادی که دندان‌های آن‌ها تخریب تاجی شدیدی دارد:** برای بیمارانی که بخش زیادی از ساختار دندان خود را از دست داده‌اند و نیاز به بازسازی تاج (کور بیلداپ) قبل از روکش دارند.

کامپوزیت P60 3M برای چه کسانی مناسب نیست؟

با وجود تمام مزایای ساختاری، این کامپوزیت به دلیل ویژگی‌های فیزیکی ویژه‌ای که دارد، برای برخی از درمان‌ها و گروه‌های بیمار مناسب نخواهد بود:

- **افرادی که نیاز به ترمیم دندان‌های جلو (قدامی) دارند:** این محصول اختصاصاً برای دندان‌های عقب طراحی شده و به دلیل ماهیت متراکم و پُکبل (Packable) خود، فاقد شیدهای رنگی بسیار شفاف و ترانسلو سنت مورد نیاز برای خط لب‌خند و دندان‌های جلو است.
- **بیمارانی با دندان‌قروچه (بروکسیزم) بسیار شدید و کنترل نشده:** افرادی که فشار فکی بیش از حد نرمال و شبانه دارند، ابتدا باید این مشکل را با نایت گارد کنترل کنند؛ زیرا هیچ کامپوزیتی به تنهایی در برابر فشار شدید دندان‌قروچه مزمن دوام مطلق ندارد.
- **کسانی که به مواد رزینی حساسیت دارند:** بیمارانی که سابقه آلرژی مشخص به ترکیبات رزین‌های دندانپزشکی (متاکریلات‌ها) دارند، نباید از این دسته از مواد ترمیمی برای آن‌ها استفاده شود.

- افرادی که امکان ایزولاسیون کامل دندان برای آنها وجود ندارد: اگر دندانپزشک نتواند محیط دندان بیمار را حین کار به طور کامل از بزاق و رطوبت دهان ایزوله کند، پیوند این ماده با دندان برقرار نخواهد شد و ترمیم با شکست مواجه می شود.

عوارض کامپوزیت M P603

کامپوزیت دندان یک ماده ی خارجی است که ممکن است بدن نسبت به آن واکنش های طبیعی نشان دهد. برخی از این واکنش ها به شرح زیر است.

 بروز حساسیت در بدن: واکنش های آلرژیک و حساسیت به کامپوزیت دندان پس از استفاده، در برخی بیماران ظاهر می شود که پس از مشاهده عوامل آلرژیک در بدن باید به دندانپزشک خود اطلاع دهید تا از تشدید این حساسیت ها جلوگیری شود.

 احساس ناخوشایند در دهان: در تعدادی از بیماران پس از کارگذاری کامپوزیت M P60 3 و در طول فرآیند پخت احساس ناخوشایند در دهان بوجود می آید که پس از مدت کوتاهی برطرف می شود. در صورت داشتن درد در دهان می توان از مسکن های با دوز پایین برای کاهش درد استفاده کرد.

رنگ کامپوزیت M P603

طیف رنگی کامپوزیت P60 3M بر اساس سیستم استاندارد ویتا (Vita) طراحی شده است تا به طور کامل با رنگ طبیعی دندان های بخش عقب دهان هماهنگ شود. از آنجا که این کامپوزیت اختصاصاً برای دندان های خلفی فرموله شده، شیدهای رنگی آن به گونه ای انتخاب شده اند که بیشترین تطابق را با ساختار عاج و مینای دندان های آسیاب داشته باشند. دندانپزشک با توجه به میزان پوسیدگی و رنگ دندان های مجاور بیمار، مناسب ترین شید را انتخاب می کند.

برای شناخت بهتر شما عزیزان، کاربرد تخصصی هر یک از رنگ های این محصول را در قالب یک جدول برایتان حاضر کردیم.

دسته بندی رنگی	شیدهای موجود	ویژگی و کاربرد تخصصی در ترمیم
رنگ های طبیعی و کرم (خانواده A)	A1, A2, A3, A3.5, A4	پرکاربردترین شیدها برای دندان های خلفی که از رنگ های کاملاً روشن (A1) تا دندان هایی با بیس تیره و کدرتر (A4) را پوشش می دهند.

رنگ‌های تناژ زرد روشن (خانواده B)	B1, B2, B3	مناسب برای بیمارانی که دندان‌های طبیعی آن‌ها تناژ رنگی متمایل به زرد یا شیری روشن دارد.
شیدهای خاکستری و مایل به خاکستری (C) و (D)	C2, D3	برای هماهنگی با دندان‌های خاص که سایه‌های خاکستری یا رنگ‌های سردتری در ساختار خود دارند.
شیدهای اپک و مات (Opaque)	OA2, OA3	این شیدها قدرت پوشاندگی بالایی دارند و برای پوشاندن تیرگی‌های عمیق کف حفره دندان یا سایه انداختن آمالگام‌های قدیمی عالی هستند.

مزایا و معایب کامپوزیت P60 3M

هر ماده ترمیمی در کنار ویژگی‌های مثبت و ساختار پیشرفته خود، محدودیت‌های خاصی نیز دارد. شناخت هم‌زمان نقاط قوت و ضعف این محصول به دندانپزشکان کمک می‌کند تا در زمان بازسازی دندان‌های آسیاب، بهترین تصمیم ممکن را برای بیمار بگیرند.

مزایای کامپوزیت P60 3M

بررسی ویژگی‌های ساختاری این محصول نشان می‌دهد که شرکت تری‌ام توانسته با تقویت پیوندهای ذرات فیلر، بسیاری از چالش‌های قدیمی در ترمیم دندان‌های خلفی را برطرف کند. این ویژگی‌های ممتاز فیزیکی، کاربری این ماده را در مطب‌های دندانپزشکی به شدت محبوب کرده است:

- **مقاومت فوق‌العاده در برابر سایش:** این محصول به دلیل درصد بسیار بالای فیلر معدنی، مقاومت بی‌نظیری در برابر نیروهای سنگین هیدرولیکی فک دارد. این ویژگی باعث می‌شود ترمیم دندان‌های عقب در طول سال‌ها جویدن مداوم، دچار ساییدگی، پریدگی یا تغییر شکل نشود.
- **عدم ایجاد حساسیت پس از درمان:** یکی از بزرگ‌ترین دغدغه‌های دندانپزشکان، حساسیت دندان بیمار به سرما و گرما بعد از کارگذاری مواد است. این کامپوزیت به دلیل انقباض (شرینکج) ناچیز حین سفت شدن با نور لایت کیور، هیچ‌گونه فضا یا درز میکروسکوپی در مرز دندان ایجاد نمی‌کند؛ بنابراین عصب دندان تحریک نشده و بیمار اصلاً دچار حساسیت‌های آزاردهنده پس از درمان نخواهد شد.
- **کاربری بسیار آسان و تکنیک پکبل (Packable):** قوام خمیری، متراکم و سفت این ماده شباهت زیادی به آمالگام دارد. این ساختار ویژه باعث می‌شود خمیر به قلم‌های دندانپزشکی نچسبد. در نتیجه، فرم‌دهی، ایجاد آناتومی دقیق دندان، بازسازی کاسپ‌ها و فشرده‌سازی آن داخل حفره‌های عمیق کلاس 1 و 2 برای دندانپزشک بسیار راحت است.

معایب و محدودیت‌های کامپوزیت P60 3M

در کنار تمام ویژگی‌های مثبت، ماهیت فشرده و تخصصی این محصول باعث شده تا محدودیت‌هایی در کاربرد کلینیکی آن ایجاد شود. توجه به این موارد مانع از به کارگیری نادرست کالا در شرایط غیرایده‌آل و شکست درمان می‌شود:

- **شفافیت کم و ماهیت مات:** این کامپوزیت اختصاصاً برای تحمل فشار طراحی شده و فاقد ویژگی‌های زیبایی، درخشندگی و ترانسلوسنسی (شفافیت) لازم است. به همین دلیل، ظاهر کدر آن باعث می‌شود که به هیچ عنوان برای ترمیم دندان‌های جلو و خط لبخند مناسب نباشد.
- **تنوع رنگی محدود:** طیف رنگی این محصول صرفاً روی شیدهای طبیعی و بیس عاج دندان (مانند خانواده A) متمرکز است. دندانپزشک در این محصول به طیف‌های بسیار سفید هالیوودی، مگابلیچ یا شیدهای متنوع انسیزال دسترسی ندارد که این موضوع دست کاربر را در ترمیم‌های همرنگ با دندان‌های بسیار روشن می‌بندد.
- **نیاز به ایزولاسیون شدید و دقیق حین کار:** مانند تمام مواد رزینی، این محصول نیز به شدت به رطوبت دهان حساس است. اگر دندانپزشک نتواند محیط مطب و دندان بیمار را به کمک رابر کم یا پنبه به طور کامل از بزاق و رطوبت دهان ایزوله کند، باندینگ محصول دچار مشکل شده و طول عمر ترمیم به شدت کاهش می‌یابد.

قیمت کامپوزیت P60 3M

کامپوزیت P60 3M یک محصول وارداتی درجه یک و ساخت کشور آمریکا است که کیفیت آن در بازار دندانپزشکی کاملاً اثبات شده است. به همین دلیل، قیمت آن به صورت مستقیم تحت تأثیر تغییرات و نوسانات نرخ ارز، تعرفه‌های گمرکی و میزان موجودی کالا در انبارهای توزیع قرار دارد. با توجه به این عدم ثبات در بازار تجهیزات دندانپزشکی، امکان درج یک عدد ثابت برای این کالا در وبسایت وجود ندارد و بهترین راه، استعلام مستقیم است.

اطلاع از قیمت کامپوزیت P60 3M به صورت دقیق و لحظه‌ای به شما کمک می‌کند تا خرید خود را در بهترین زمان ممکن انجام دهید. دندانپزشکان محترم، متخصصان ترمیمی و مدیران کلینیک‌های دندانپزشکی می‌توانند در هر ساعت از روز برای اطلاع از قیمت به روز این محصول، آگاهی از شرایط تخفیف‌های ویژه خرید عمده و همچنین دریافت مشاوره قبل از خرید، با شماره تلفن **09126647725** تماس بگیرند. کارشناسان فروش رایکا دنتال آماده پاسخگویی و ارائه جدیدترین نرخ‌های بازار به شما عزیزان هستند.



راهنمایی خرید کامپوزیت P60 3M

داشتن دندان های مرتب و سالم در عصر حاضر با وجود مواد و فناوری های جدید به راحتی امکان پذیر است. کامپوزیت P60 3M با داشتن متریال مقاوم و همچنین ظاهر طبیعی و زیبا، به شما لبخندی زیبا هدیه می دهد.

در خرید کامپوزیت P60 3M به نکته های زیر توجه کنید.

رنگ مناسب: با مشاوره دندان پزشک و در نظر گرفتن رنگ پوست انتخاب کامپوزیت می تواند طبیعی تر به نظر برسد.

نوع محصول: شرکت کامپوزیت تری ام محصولات متنوعی تولید می کند. در انتخاب به نیازها و انتظارات خود توجه کنید تا بهترین کامپوزیت را انتخاب کنید.

اصالت کالا: با توجه به اینکه این کامپوزیت ساخت کشور آمریکا است ممکن است نسخه‌های غیر اصل آن در کشور وجود داشته باشد پس دقت کنید که کامپوزیت 3m p60 را از فروشگاه‌های معتبر تهیه می‌کنید. می‌توانید کامپوزیت p60 را با تضمین اصالت کالا و قیمت مناسب از فروشگاه ما تهیه کنید.

چرا کامپوزیت 3M P60 را از رایکا دنتال بخریم؟

انتخاب یک تامین‌کننده قابل اعتماد برای خرید مواد مصرفی دندانپزشکی، دغدغه دندانپزشکان را بابت اصالت و کیفیت مواد ترمیمی برطرف می‌کند. فروشگاه تجهیزات دندانپزشکی رایکا دنتال به عنوان یک مرجع تخصصی، بستری امن و ایده‌آل را برای تهیه این محصول آمریکایی فراهم کرده است. مزایای کلیدی خرید از مجموعه رایکا دنتال عبارتند از:

- **تضمین ۱۰۰ درصدی اصالت کالا:** با توجه به وجود نمونه‌های غیراصل در بازار، رایکا دنتال اصالت کامپوزیت‌های تری‌ام آمریکا را به طور کامل تضمین می‌کند تا با خیالی آسوده درمان‌های ترمیمی خود را انجام دهید.
- **قیمت منصفانه و رقابتی:** حذف واسطه‌ها در زنجیره تامین رایکا دنتال به شما این فرصت را می‌دهد که این محصول ترمیمی باکیفیت را با اقتصادی‌ترین قیمت ممکن در بازار تهیه کنید.
- **ارسال فوق‌العاده سریع به سراسر کشور:** فرآیند بسته‌بندی و ارسال سفارش‌ها بلافاصله پس از ثبت آغاز می‌شود. سفارش‌های ثبت شده در سریع‌ترین زمان ممکن و حداکثر تا ۲۴ ساعت به دست شما می‌رسند تا مطب یا کلینیک با کمبود مواد ترمیمی مواجه نشود.
- **پشتیبانی و پاسخگویی سریع:** کارشناسان فروش مجموعه ما، در تمامی مراحل خرید، اطلاعات لازم درباره موجودی شیشه‌های رنگی و تاریخ انقضای دقیق سرنگ‌ها را به طور کامل در اختیار شما عزیزان می‌گذارند.

اگر ویژگی‌های بالا شما را هم برای خرید کامپوزیت 3M P60 مجاب کرده است، پیشنهاد می‌کنیم شرایط و روش‌های خرید این کامپوزیت از رایکا دنتال را در بخش بعدی به طور کامل مطالعه کرده تا بهترین روش سفارش را متناسب با موقعیت خود انتخاب کنید.

خرید کامپوزیت 3m p60 از رایکا دنتال

اگر در شهرهای کرج یا تهران زندگی می‌کنید و دغدغه خرید کامپوزیت 3m p60 دارید. خرید آن به دو صورت حضوری و آنلاین امکان پذیر است. جهت خرید حضوری می‌توانید به شعب [رایکا دنتال](#) (فروشگاه تجهیزات دندان پزشکی) در کرج مراجعه کنید و با

مشاوره فروشندگان محصول مورد نظر خود را تهیه نمایید. در صورتی که در شهرهای دیگر زندگی می کنید یا امکان مراجعه حضوری وجود ندارد می توانید از خدمات آنلاین این فروشگاه استفاده کنید.

به این منظور به وبسایت رایکا دنتال مراجعه کنید و کامپوزیت P60 را به سبد خرید خود افزوده و ثبت سفارش کنید. محصولات سفارشی شما در کمترین زمان ممکن، حداکثر تا 24 ساعت پس از ثبت سفارش به آدرس مورد نظر ارسال خواهد شد. با ثبت سفارش این محصول از وبسایت رایکا دنتال، لذت خرید کالای اصل با بهترین قیمت و ارسال فوری را تجربه کنید.

سوالات متداول

1. آیا از کامپوزیت P60 می توان به صورت لایه ای (Layering) با سایر کامپوزیت ها استفاده کرد؟

بله؛ بسیاری از دندانپزشکان برای به دست آوردن زیبایی بیشتر در سطوح بالایی دندان، بخش عمقی حفره (عاج) را با کامپوزیت متراکم P60 پر می کنند و روی آن را با یک لایه کامپوزیت قدامی یا میکروهیبرید (برای شفافیت بیشتر) می پوشانند.

1. حجم و بسته بندی استاندارد کامپوزیت P60 3M به چه صورت است؟

این محصول به صورت استاندارد در سرنگ های ۴ گرمی تولید و به بازار عرضه می شود.

3. آیا این کامپوزیت در برابر تابش نور لایت کیور تغییر رنگ می دهد؟

خیر؛ ثبات رنگی این محصول بسیار بالا است و پس از اتمام فرآیند پلیمریزاسیون (سفت شدن با نور) یا در طول زمان، دچار تغییر شید رنگی یا کدر شدن نمی شود.

4. تکنیک قراردهی کامپوزیت P60 در حفره دندان چگونه است؟

این محصول یک کامپوزیت پکبل (قابل فشرده سازی) است؛ بنابراین بهتر است به صورت لایه به لایه (با ضخامت های حداکثر ۲.۵ میلی متر) در حفره دندان قرار داده و فشرده شود تا بهترین تطابق حاشیه ای ایجاد گردد.

5. آیا کامپوزیت P60 تری ام رادیوپاک است؟

بله؛ این ماده رادیوپااستی (Radiopacity) بسیار بالایی دارد. این ویژگی باعث می شود که ترمیم به وضوح در تصاویر رادیوگرافی (اشعه ایکس) دیده شود و دندانپزشک بتواند به راحتی کیفیت ترمیم یا پوسیدگی های ثانویه احتمالی را در آینده ارزیابی کند.

6. شرایط بهینه برای نگهداری از سرنگ های این کامپوزیت چیست؟

برای حفظ کیفیت ساختاری خمیر، سرنگ‌ها باید در دمای اتاق (بین ۲۰ تا ۲۵ درجه سانتی گراد)، به دور از تابش مستقیم نور خورشید یا نور یونیت و با درپوش کاملاً بسته نگهداری شوند. نیازی به قرار دادن این محصول در یخچال نیست.