

دست دندان سوپر نیوکلار ایده آل ماکو، یک پروتز دندانی پیشرفته و باکیفیت ساخت ایران است که با فناوری ۲ لایه و ۳ بار پخت از جنس رزین آکرلیک (PMMA) تولید می‌شود. این محصول به دلیل ظاهر کاملاً طبیعی، مقاومت بسیار بالا در برابر سایش و ثبات رنگ در بلندمدت، یکی از مطمئن‌ترین گزینه‌ها برای جایگزینی دندان‌های ازدست‌رفته در لابراتوارها و کلینیک‌های دندانپزشکی است. اگر به دنبال یک دست دندان استاندارد با انطباق دقیق بر روی فک، فرم‌های متنوع (مربعی، بیضی، مثلثی) و تاییدیه CE اروپا هستید، سوپر نیوکلار تمام نیازهای ترمیمی و زیبایی بیمار شما را برطرف می‌سازد.

دست دندان سوپر نیوکلار (Super Newclar)

- کیفیت ساخت بالا و ساختار ۲ لایه و ۳ بار پخت
- مقاومت بسیار بالا در برابر سایش و فشار
- رنگ‌بندی طبیعی A1 و A2
- سایزبندی ۱۱ و ۱۲
- ترکیب مواد ۷٪ کراس لینک و ۹۳٪ PMMA
- ظاهر طبیعی و شباهت بالا به دندان واقعی
- سهولت در تراش و نصب
- دارای استاندارد ملی ایران و CE اروپا



www.raikadental.com

مشخصات دست دندان سوپرنیوکلار

قبل از اینکه به سراغ بررسی مفصل و شرح جنبه‌های مختلف این محصول برویم، نگاهی به جدول زیر بیاندازید:

توضیح

ویژگی

ایده آل ماکو	برند
ایران	کشور سازنده
A2, A1	رنگ بندی (موجود)
12, 11	سایز
۷٪ کراس لینک، ۹۳٪ پلی متیل متاکریلات (PMMA)	ترکیب مواد
۲ لایه	تعداد لایه
۳ پخت	تعداد پخت
بسیار بالا	مقاومت در برابر سایش
استاندارد ملی ایران و CE اروپا	گواهینامه ها

کاربردهای دست دندان سوپر نیوکلار

دست دندان سوپر نیوکلار ایده آل ماکو Super Newclar، به منظور بازسازی و زیبایی دهان طراحی و ساخته شده است. این محصول دارای فرم های متنوع بوده که همگی با فیولوژی فک سازگار هستند. به همین دلیل این دست دندان، در طیف گسترده ای از درمان های پروتزی و زیبایی قابل استفاده است. این یعنی یکی از پُرکاربردترین دست دندان ها در حوزه دندان سازی محسوب می شود.

به طور کل کاربردهای این محصول شامل موارد زیر می شود:

- جایگزینی دندان های از دست رفته در فک بالا و پایین
- استفاده در ساخت پروتزهای کامل و جزئی
- مناسب برای قالب گیری های دقیق در لابراتوارهای دندان سازی
- قابل استفاده در طراحی لبخند و بازسازی زیبایی دهان

به نقل از سایت: bestdentistsstateniland

Besides improving an individual's smile, dentures can also maintain the mouth's structure by supporting the structures involving the lips and teeth. Additionally, dentures help people chew foods properly, making sure they are well nourished despite the absence of their regular teeth.

ترجمه به فارسی:

علاوه بر بهبود لبخند فرد، دندان مصنوعی می تواند با پشتیبانی از ساختارهایی که لب ها و دندان ها را درگیر می کنند، ساختار دهان را نیز حفظ کند. علاوه بر این، دندان مصنوعی به افراد کمک می کند تا غذا را به درستی بجوند و با وجود فقدان دندان های طبیعی، از تغذیه مناسب خود اطمینان حاصل کنند.



مزایای استفاده از دست دندان سوپرنیوکلار

بهبود زیبایی لبخند و دوام بالا از جمله مزیت ها و به نوعی نتایج ملموس این دست دندان به حساب می آیند. همین موضوع باعث می شود که درصد رضایت مندی بیماران از این دندان مصنوعی بالا برود. دست دندان سوپرنیوکلار ایده آل ماکو با ساختار دو لایه و سه بار پخت، تعادل بی نظیری بین استحکام، لطافت سطح و شباهت طبیعی به دندان واقعی ایجاد کرده است. سایر مزایا عبارتند از:

- مقاومت بسیار بالا در برابر سایش و شکستگی

- حفظ شفافیت و رنگ طبیعی در بلندمدت
- استفاده از مواد اولیه مرغوب و ایمن (PMMA) با درصد بالای خلوص
- سهولت در تراش و نصب برای تکنسین ها و دندان پزشکان
- طراحی ارگونومیک برای انطباق دقیق با فرم فک
- دوام و ماندگاری طولانی بدون تغییر رنگ یا تغییر فرم

مواد سازنده دست دندان سوپرنیو کلاز

کیفیت و دوام بالای دست دندان سوپرنیو کلاز (Super Newclar) حاصل بهره گیری از مواد اولیه وارداتی باکیفیت (آلمانی) و فرآیند ساخت پیشرفته صنعتی است. ترکیب رزین آکرلیک با درجه خلوص بالا در کنار ساختار متراکم، زیست سازگاری (Biocompatibility) کامل با بافت دهان و مقاومت حداکثری در برابر سایش را تضمین می کند.

بخش ساختاری	ویژگی و مشخصه فنی	نقش و مزیت تخصصی
آکرلیک پایه (PMMA)	۹۳٪ پلی متیل متاکریلات	ایجاد شفافیت، درخشش طبیعی و زیست سازگاری کامل با بافت دهان
عامل پیوند عرضی	۷٪ کراس لینک (Cross-Linked)	افزایش مقاومت مکانیکی در برابر سایش، شکستگی و عدم جذب پیگمنت
تعداد لایه ها	۲ لایه (2-Layer)	شبیه سازی دقیق لایه های مینا (Enamel) و عاج (Dentin) برای ظاهری طبیعی
فرآیند فرآوری	۳ بار پخت (3-Times Cured)	تراکم حداکثری آکرلیک، حذف ریزمنفذهای (Micro-porosity) و جلوگیری از جذب باکتری و بوی بد
پایداری رنگ	پیگمنت های مقاوم و پایدار	حفظ ثبات رنگ در طیف های A1، A2 و A3 در برابر حلال ها و تغییرات دمایی

عوامل مؤثر در قیمت دست دندان سوپرنیو کلاز

قیمت نهایی دست دندان سوپرنیو کلاز تحت تأثیر چند عامل فنی و ساختاری تعیین می شود:

- کیفیت مواد اولیه :درصد خلوص آکرلیک (PMMA) و استفاده از مواد کراس لینک وارداتی.

- فناوری ساخت: ساختار ۲ لایه و ۳ بار پخت که مقاومت سایشی محصول را بالا می‌برد.
- تنوع فرم و سایز: سایزبندی (۱۱ و ۱۲)، فرم دندان‌ها (مربعی، بیضی، مثلثی) و پایداری شید رنگی.
- حجم خرید: تفاوت در ثبت سفارش‌های عمده لایبر اتواری یا خرید تکی.

به دلیل نوسان‌های بازار و جهت دریافت آخرین قیمت یا ثبت سفارش عمده، می‌توانید همین حالا با کارشناسان فروش رایکا دنتال تماس بگیرید. در صورتی که قصد مقایسه مدل‌های مختلف این برند را دارید، پیشنهاد می‌کنیم مشخصات و قیمت دست دندان پرزیدنت ایده آل ماکو را نیز بررسی کنید تا انتخاب دقیق‌تری داشته باشید.



رنگ‌بندی دست دندان سوپر نیوکلار

این دست دندان (سوپر نیوکلار)، در رنگ‌های A1، A2 و A3 تولید می‌شوند. وجود طیف رنگی متنوع، باعث می‌شود که بتوان رنگ طبیعی دندان بیمار را به خوبی شکل داد. این طیف رنگی علاوه بر ایجاد ظاهری طبیعی و درخشانده، هماهنگی مناسبی با بافت لثه ایجاد می‌کند. رنگ‌هایی که در این محصول استفاده شدند، از رنگدانه‌های مقاوم در برابر تغییر بهره‌مند هستند. این ویژگی، منجر به این شده که در گذر زمان درخشش اولیه دندان مصنوعی حفظ شود و دچار تغییر نشود.

بررسی کیفیت ساخت دست دندان سوپر نیوکالر

دست دندان سوپر نیوکالر محصولی است که مطابق با آخرین استانداردهای بین‌المللی تجهیزات دندانپزشکی تولید می‌شود. شرکت ایده آل ماکو به عنوان یکی از پیشگامان صنعت پروتز دندان در ایران، برای ساخت این محصول از مدرن‌ترین ماشین‌آلات و دستگاه‌های دقیق صنعتی بهره گرفته است. اگر به دنبال محصولی با کیفیت ساخت مشابه و ویژگی‌های تخصصی دیگر هستید، دست دندان سوپربرلیان ایده آل ماکو نیز یکی از گزینه‌های قابل بررسی در میان محصولات این برند است.

اصلی‌ترین مؤلفه‌های کیفی این محصول عبارتند از:

- مواد اولیه وارداتی: استفاده از آکرلیک و متریال پایه وارداتی از کشور آلمان جهت تضمین استحکام و شفافیت دندان.
- گواهی‌نامه‌های معتبر: دارای نشان CE اروپا و تأییدیه سازمان استاندارد ملی ایران.
- دقت در قالب‌گیری و تولید: فرآوری با دستگاه‌های پیشرفته صنعتی که موجب انطباق دقیق دندان‌ها با آناتومی فک و اکلوژن طبیعی می‌شود.

راهنمای خرید دست دندان سوپر نیوکالر ایده آل ماکو

برای خرید این محصول، مؤلفه‌های خاصی وجود داشته که بی‌توجهی به آن‌ها اشتباه در خرید را به دنبال خواهد داشت. به همین دلیل قبل از خرید نهایی، به مشخصه‌های محصول دقت کنید.

- انتخاب رنگ مناسب بر اساس رنگ دندان‌های طبیعی بیمار
- بررسی سایز متناسب با فرم فک
- اطمینان از اصالت برند ایده آل ماکو
- توجه به وجود گواهی‌نامه‌های معتبر
- خرید از فروشگاه‌های معتبر مانند رایکا دنتال
- قیمت محصول

رایکا دنتال سال هاست که در ارائه خدمات فروش تجهیزات دندان پزشکی، پیشرو بوده و گام‌های تاثیرگذاری در جهت بهبود کیفیت فرآیندهای درمانی برداشته است. به همین دلیل می‌توانید به عنوان یک مرجع کاملاً تخصصی و باتجربه، رایکا دنتال را در اولویت خود قرار دهید.



خرید دست دندان سوپر نیوکلار از رایکا دنتال

فروشگاه رایکا دنتال سال هاست به عنوان مرجع تامین تجهیزات دندان پزشکی و لابراتواری، دست دندان سوپر نیوکلار ایده آل ماکو را با ضمانت اصالت کالا و قیمت مناسب به دست دندانپزشکان و تکنسین‌های محترم می‌رساند.

مزایای ثبت سفارش دست دندان سوپر نیوکلار از رایکا دنتال عبارتند از:

- تضمین اصالت کالا: عرضه مستقیم محصولات با گواهی استاندارد و CE اروپا.
- ارسال سریع ۲۴ ساعته: تحویل سفارش‌های آنلاین به پست یا باربری ظرف ۲۴ ساعت.
- خرید حضوری و آنلاین: امکان خرید اینترنتی از سایت یا مراجعه حضوری به فروشگاه در کرج.
- مشاوره تخصصی: راهنمایی تلفنی برای انتخاب دقیق سایز (۱۱ و ۱۲) و شید رنگی (A1)، A2، A3.

سایر دست دندان‌های پر فروش ایده آل ماکو در رایکا دنتال

اگر به دنبال گزینه‌ها و مدل‌های دیگری از برند معتبر ایده آل ماکو هستید، محصولات زیر نیز در فروشگاه رایکا دنتال موجود و قابل سفارش هستند:

- **دست دندان سوپر برلیان ایده آل ماکو: (Super Berelian)** گزینه‌ای فوق‌العاده با مقاومت سایشی بالا و شفافیت عالی برای پروتزهای کامل و پارسیل.
- **دست دندان پرزیدنت ایده آل ماکو:** محصولی اقتصادی و در عین حال باکیفیت برای بازسازی لبخند با ثبات رنگ طولانی مدت.

برای ثبت سفارش یا دریافت اطلاعات بیشتر می‌توانید از طریق سایت اقدام کنید یا با کارشناسان ما تماس بگیرید.

سوالات متداول

1. نحوه پالیش و پرداخت دست دندان سوپر نیوکالر در لابراتوار چگونه است؟

به دلیل تراکم بالای آکرلیک، با خمیر پالیش استاندارد آکرلیک و نم‌به سرعت و بدون داغ شدن سطح، به شفافیت کامل می‌رسد.

2. آیا سوپر نیوکالر برای بیماران دارای سابقه دندان قروچه (بروکسیسم) مناسب است؟

بله، به لطف ساختار ۷٪ کراس‌لینک و پخت ۳ مرحله‌ای، مقاومت مکانیکی بالایی در برابر فشارهای شدید فکی دارد.

3. پیوند و اتصال این دست دندان با آکرلیک آستر (Base) به چه صورت است؟

اتصال شیمیایی بسیار قوی و یکنواختی با انواع آکرلیک‌های خودپخت و گرماپخت رایج بازار ایجاد می‌کند.

4. در صورت نیاز به تراش یا اصلاح اکلوژن، آیا احتمال پوسته شدن یا تغییر رنگ وجود دارد؟

خیر، به دلیل ساختار یکنواخت و تراکم بالای لایه‌ها، تراش سطحی باعث پوسته شدن یا آسیب به رنگ آن نمی‌شود.

5. طول عمر مفید دست دندان سوپر نیوکالر چقدر است؟

در صورت رعایت بهداشت دهان و نگهداری درست، معمولاً بین ۵ تا ۷ سال بدون تغییر فرم و رنگ کارایی دارد.